


Proxima[®]



Proxima Gebruiksaanwijzing

IFU-FL7-001NL Rev 01 SEP 2023

Accora

Inhoud

Titel	Pagina
Productoverzicht-----	3
 Algemene waarschuwingen-----	4
1. Leveringswijze-----	5
2. Veiligheidsinstructies-----	5
3. Toepassingsgebieden-----	6
4. Beoogd gebruik-----	6
5. Technische specificaties-----	7
6. Accessoires-----	8
7. Elektrische specificatie-----	8
8. Montage-----	9
9. Bedieningsknoppen en indicatoren-----	13
10. Handmatige reanimatiefunctie-----	16
11. Lengteverstelling-----	18
12. De richtingvastzetter gebruiken-----	21
13. Gebruik van het remsysteem-----	22
14. Functionaliteitscontrole-----	23
15. Matrasseselectie-----	24
16. Zijhekselectie-----	24
17. Verplaatsen en herpositioneren-----	25
18. Kabelgeleiding voor matraspomp-----	25
19. Reiniging & Ontsmetting-----	27
20. Probleemoplossing-----	28
21. Opslag-----	30
22. Dagelijkse inspectie-----	30
23. Algemeen onderhoud-----	31
24. Garantie-----	31
25. Afvalverwerking-----	31
26. EMC-richtlijn-----	32
27. Symbolenlijst-----	36
28. Contactgegevens-----	38

Translated from IFU-FL7-001EN Rev 03

Welkom

Beste klant,

Dank u voor uw aankoop van een Accora-zorgproduct. Voordat u het bed bedient, moet u alle instructies in deze handleiding lezen en begrijpen. Alle handelingen en het hanteren van het bed moeten worden uitgevoerd volgens de instructies in deze handleiding.

Zorg ervoor dat de handleiding gedurende de gehele levensduur van het bed beschikbaar is voor gebruikers en bedieners.

Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op. Zie hoofdstuk 28 voor regiospecifieke contactgegevens.

Algemeen

De Proxima is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van klasse 1 in overeenstemming met de verordening inzake medische hulpmiddelen 2002 zoals gewijzigd en de verordening inzake medische hulpmiddelen 2017/745.



Bericht aan de gebruiker

Als er zich met betrekking tot dit medische hulpmiddel een ernstig incident voordoet dat gevolgen heeft voor de gebruiker of de patiënt, dan dient de gebruiker of patiënt het ernstige incident te melden aan de fabrikant van het medische hulpmiddel en in de EU moet de gebruiker dit ernstige incident ook melden aan de bevoegde autoriteit in de lidstaat waar hij/zij zich bevindt.




Accora Ltd, Main Street 38,
Swords, Co. Dublin, Ierland, K67 E0A2
T: +353 (0)1 695 0614

Ontwerpbeleid en copyright

® en ™ zijn handelsmerken van Accora Ltd, tenzij anders vermeld. Aangezien ons beleid gericht is op voortdurende verbetering, behouden wij ons het recht voor om ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. © Accora Ltd 2020.

Productoverzicht



- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hoofdeinde | 8. Zwenkwiel met richtingvastzetter | 15. Bedieningskast |
| 2. Voeteneinde | 9. Netsnoer | 16. Accessoire-aansluiting |
| 3. Ligvlak | 10. Matrasbeugels | 17. Reanimatiehendel |
| 4. Handbediening patiënt | 11. Beensteun bediening | 18. UDI-etiket |
| 5. Handbediening assistent | 12. Hefbediening – Hoofdeinde | 19. Typeplaat van de fabrikant inc. |
| 6. Rempedaal | 13. QR Rugleuning bediening | Serienummer |
| 7. Pedaal remontgrendeling | 14. Hefbediening – Voeteneinde | |



Algemene waarschuwingen -----

1. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
2. Deze instructies moeten worden nageleefd om een veilig en effectief gebruik van dit bed en de veiligheid van gebruikers en zorgverleners te garanderen.
3. Dit bed moet worden gemonteerd, geplaatst en gebruikt in overeenstemming met deze instructies.
4. De veiligheidsvoorzieningen voor het bedienen van het bed en de instructies betreffende het bed moeten strikt worden nageleefd.
5. Dit bed mag niet worden blootgesteld aan rook, open vuur, extreme temperaturen, ontvlambare gassen of andere gevaarlijke stoffen of situaties.
6. Rook niet in of rond het bed.
7. Accora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verwondingen of ongevallen die voortkomen uit ongeoorloofde wijzigingen, niet-originele reserveonderdelen, nalatigheid of een gebruik dat afwijkt van deze handleiding en die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.
8. Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik of misbruik. Zorg ervoor dat het elektrische snoer niet door beknelling wordt beschadigd en dat er geen struikelgevaar ontstaat.
9. Het verkeerd leggen van accessoiresnoeren, b.v. het snoer van de luchtpomp van de matras, kan leiden tot gevaarlijke elektrische gevaren als ze tussen bewegende delen geperst of geplet worden. Het bed mag niet worden gebruikt als er zichtbare schade aan de kabels is.
10. Bij het leggen van kabels voor andere elektronische apparatuur die bij het bed wordt gebruikt (bijv. een luchtbedpomp), moet u ervoor zorgen dat de kabels niet door de bewegende delen van het bed kunnen worden afgeknelld, geplet of beschadigd.
11. Verkeerd gebruik van het elektrisch snoer (bijv. knikken, afknippen) kan leiden tot gevaarlijke elektrische gevaren. Het bed mag niet worden gebruikt als er zichtbare schade aan dit snoer is.
12. De handbediening moet zo worden geplaatst dat het risico op verwurging wordt vermeden. Verkeerd gebruik van de handbediening (bijv. knikken, knippen) kan leiden tot gevaarlijke elektrische gevaren. Het bed mag niet worden gebruikt als er zichtbare schade aan de handbediening of het snoer is.
13. De elektrische installaties moeten voldoen aan de lokale eisen.
14. Gebruik alleen zijhekken en andere accessoires die compatibel zijn met dit bed, zoals geleverd door Accora. Incompatibele zijhekken en accessoires kunnen gevaren en beknellingsrisico's veroorzaken.
15. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit bed, tenzij onder toezicht van een volwassene, aangezien er gevaar bestaat voor letsel en/of verstikking door kleine onderdelen.
16. Ga nooit op het bed staan.
17. Ga nooit op de beensteun zitten, staan of hangen.
18. Laat het bed niet zakken terwijl een tillift wordt gebruikt die onder het bed uitsteekt. Toegang tot de tillift wordt verkregen wanneer het bed is verhoogd tot 45 cm, gemeten vanaf de vloer tot de basis van het ligvlak.
19. Het bed moet op de grond blijven staan wanneer de patiënt onbeheerd is om het risico op letsel door vallen te verminderen.
20. Als het gebruik van de elektronische functies de gezondheid van de patiënt negatief beïnvloedt, schakel dan de stroomvoorziening uit en gebruik het bed alleen in statische toestand.
21. Verplaats het bed niet wanneer het zich op vloerniveau bevindt.
22. Dit bed mag niet worden gebruikt om patiënten te vervoeren in voertuigen.
23. Dit bed wordt niet aanbevolen voor gebruikers buiten de gewichts- en lengtespecificaties zoals beschreven in hoofdstuk 5
24. Voordat u dit bed gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de patiënt veilig gepositioneerd is om het risico van vallen en beknelling te verminderen.
25. Controleer altijd op beknellingsgevaar onder het bed voordat u het naar de vloer laat zakken.

26. Patiënten of gebruikers moeten een risicobeoordeling ondergaan om er zeker van te zijn dat zij in staat zijn deze handleiding te begrijpen en Proxima veilig te bedienen zonder gevaar voor zichzelf of anderen.
27. Als het gecombineerde gewicht van de matras en accessoires meer dan 65 kg bedraagt, moet het maximale gewicht van de patiënt dienovereenkomstig worden verlaagd.
28. Wees voorzichtig wanneer u het bed over drempels verplaatst.
29. Bij hoge omgevingstemperaturen kunnen elektrische behuizingen (bijv. de handbediening) bij langdurig gebruik warm worden.
30. Bij het verplaatsen van het bed moet het elektriciteits snoer worden losgekoppeld van het stopcontact en op het bed worden vastgezet om beschadiging van het snoer te voorkomen.

1. Leveringswijze-----

Het bed wordt in een doos geleverd met het elektrische systeem volledig gemonteerd.

Het hoofd- en voeteneinde en alle accessoires worden apart geleverd.

Bij ontvangst moet worden gecontroleerd of de levering compleet en onbeschadigd is.

Ontbrekende onderdelen, gebreken of schade moeten onmiddellijk schriftelijk aan de vervoerder en aan Accora worden gemeld.

Als het bed tussen verschillende faciliteiten moet worden vervoerd, overweeg dan of het hoofd- en voeteneinde moet worden verwijderd. Zorg ervoor dat de richtlijnen voor het hanteren worden gevolgd.

2. Veiligheidsinstructies -----

1. Voordat u het bed gebruikt, moet u de handleiding lezen en het bed in overeenstemming daarmee gebruiken.
2. Het bed mag niet worden gebruikt als er gebreken aan zijn geconstateerd die de patiënt, het personeel of een derde persoon, het bed zelf of de omgeving kunnen verwonden.
3. Het bed mag alleen worden bediend door personen die het bed volgens de handleiding kunnen bedienen.
4. Het bedienend personeel moet de patiënt op de hoogte brengen van de controlefuncties die op de patiënt van toepassing zijn, onder voorbehoud van een beoordeling door een deskundige.
5. Alvorens het bed te gebruiken, moet de bediener het bed en de functionaliteit ervan begrijpen.
6. De veilige werklust, zoals aangegeven in hoofdstuk 5, mag nooit worden overschreden.
7. Als er een patiënt op het bed ligt, moeten de bedwielen worden vergrendeld, aangezien een ontgrendeld bedwiel kan leiden tot beweging van het bed en letsel bij een patiënt die het bed verlaat of van positie verandert.
8. De hoogte van het ligvlak moet worden aangepast aan de toestand van de patiënt.
9. Er mag altijd maar één persoon in het bed liggen.
10. Bij het bedienen van de bewegende delen van het bed moet erop worden gelet dat de patiënt, andere personen en voorwerpen niet bekneld kunnen raken.
11. Als een bedpapegaai of infuusstandaard aan het bed is bevestigd, moet bij het verplaatsen, tillen of kantelen extra aandacht worden besteed aan de ruimte rond de bedpapegaai en infuusstandaard, zodat de apparatuur niet wordt beschadigd.
12. Voordat u het bed reinigt, moet de elektrische stroomvoorziening van het bed worden losgekoppeld.

3. Toepassingsgebieden

Dit bed is bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen:

1. Toepassingsgebied 2 - Acute zorg in een ziekenhuis of andere medische faciliteit waar medisch toezicht en monitoring vereist is en ME-APPARATUUR, die wordt gebruikt bij medische procedures, vaak wordt verstrekt om de toestand van de patiënt te helpen handhaven of verbeteren.
2. Toepassingsgebied 3 - Langdurige verpleging in een medische omgeving waar medisch toezicht vereist is en zo nodig monitoring plaatsvindt en ME-apparatuur, die bij medische procedures wordt gebruikt, ter beschikking kan worden gesteld om de toestand van de patiënt te helpen handhaven of verbeteren. Let op, dit geldt ook voor gebruik in verpleeghuizen en in revalidatie- en geriatrische instellingen.
3. Toepassingsgebied 5 - Poliklinische (ambulante) zorg, die wordt verleend in een ziekenhuis of andere medische faciliteit, onder medisch toezicht waar ME-apparatuur wordt verstrekt voor de behoefte van personen met een ziekte, verwonding of handicap voor behandeling, diagnose of controle.

De elektrische installaties moeten voldoen aan de lokale eisen.

4. Beoogd gebruik

Het Proxima-bed is bedoeld om te worden gebruikt als verpleegbed in de vermelde toepassingsgebieden. Het bed kan gebruikt worden door volwassen patiënten met een lichaamslengte van meer dan 146 cm die het maximale gewicht van 210 kg niet overschrijden.

Afhankelijk van een risicobeoordeling kan het bed helpen om de toestand van de patiënt te handhaven, te verbeteren, te compenseren of te verlichten.

Voordat het bed door een patiënt wordt gebruikt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd.

5. Technische specificaties

In de onderstaande tabel staan de Proxima-onderdeelnummers; het is mogelijk dat sommige modellen in uw regio niet verkrijgbaar zijn. Sommige onderdeelnummers kunnen een achtervoegsel hebben om de regio aan te geven (EU, VS, etc.).

Onderdeel-nummer	Beschrijving
NSB-0-FL7-000	• Profilering in vier delen • Hoogtebereik 11-81 cm • Ligvlak 200-202 cm x 88 cm • SWL 275 kg (606 lb) • Maximaal gebruikersgewicht 210 kg (33 st) • Centraal geremde zwenkwielen aan beide uiteinden • Zwenkwiel met richtingvastzetter aan het voeteneinde • Hoofd- en voeteneind afzonderlijk meegeleverd


Beschrijving	Waarde
Totale afmetingen	1060 mm B x 2160 mm L 42 inch B x 85 inch L 1060 mm B x 2360 L 42 inch B x 93 inch (met 200 mm uitgeschoven lengte)
Matrasmaat	Zie matrasseselectie – hoofdstuk 15
Zwenkwiel bed	Diameter 100 mm
NSB-0-FL7-000	8 x 100 mm zwenkwielen
Hoogte ligvlak	115 mm tot 815 mm 3,9 in tot 31,5 in
Maximale hefbelasting bedpapegaai	75 kg/165 lbs
Veilige Werklast**	275 kg /606 lbs
Maximum gewicht patiënt**	210 kg / 462 lbs/ 33st
Hoorbaar geluid	<60 dBA
Massa van het bed	136 kg / 300 lbs
Bescherming tegen binnendringen van vloeistoffen	IPX6
Trendelenburgfunctie	Minimaal 12 graden
Verwachte levensduur	Normaalgezien 10 jaar

Omgevingsinformatie:

Omstandigheden	Temperatuurbereik	Relatieve vochtigheid	Atmosferische druk	Meter boven zeeniveau
In bedrijf	+5 tot +40 °C +41 tot +104 °F	20 tot 80% (niet condensierend)	700 tot 1060 hPa	Max. 3000 meter
Transport/opslag	-10 tot +50 °C 14 tot +122 °F			

Als het bed bewaard wordt onder omstandigheden die buiten het normale bedrijfsbereik liggen, moet het vóór gebruik de tijd krijgen om zich onder normale bedrijfsomstandigheden te stabiliseren.

Het ligvlak van Proxima inclusief maximale hoeken:



Afbeelding 5.1

**** De veilige werkbelasting wordt als volgt berekend (zoals gespecificeerd door EN 60601-2-52:2015):**

Maximaal gewicht van de patiënt:	210 kg	33 st	462 lbs
Matras	20 kg	3 st	44 lbs
Accessoires	45 kg	7 st	99 lbs
TOTAAL (Veilige werklast)	275 kg	43 st	606 lbs

6. Accessoires

Vanwege verschillende wettelijke vereisten zijn niet alle accessoires in alle regio's verkrijgbaar.

Beschrijving	Onderdeelnummer
Proxima Opklapbare Zijhekset	SDRFLD-0-FL7-000
ProTect 200 cm zijhekset. Inclusief stof en beugels	SDR-PT1-FL7-000
ProTect-verlengstuk van de zijhekken, om de opening tussen het zijhek en het voeteneinde op te vullen wanneer het ProTect zijhek is gemonteerd en het ligvlak wordt verlengd. Past op Proxima FL7 (set van 2)	SDREXT-0-FL7-000
Proxima Standaard bedbeugel	STLEV-0-FL7-000
Proxima lange bedbeugel, links en rechts	STLEVLT-0-FL7-500
Proxima infuuspaal	IVPOLE-0-FL7-000
Proxima urinezakhouder	URBAG-0-FL7-000
Proxima Linnen houder, FL7	LINHOL-0-FL7-000
Proxima onderbedverlichtingsset (2 lampen en kabels), FL7	UNDLIGHT-0-FL7-000
Bedpapegaai, FB1, FB2, FB1-Plus, FL6, FL7	LIFOL-0-FL1-000

Opmerking: de bedbeugel kan niet tegelijkertijd met het ProTect-zijhek of het opklapbare zijhek op het bed worden gemonteerd.

7. Elektrische specificatie

Inschakelduur: Intermitterende werking 2 min/18 min. Na de maximale continue actie van twee minuten moet er een pauze van 18 minuten zijn.

Beschrijving	Waarde
Voedingsspanning	100 – 240 V
Netfrequentie:	50/60 Hz
Maximale voedingsstroom	3,9 A
Mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen	IPX6
Mate van bescherming tegen elektrische schokken	Klasse II Dubbel geïsoleerd. De derde geleider in het netsnoer is slechts een functionele aarde.

Symbool	Definitie
	Het B-symbool geeft aan dat dit product een mate van bescherming heeft tegen elektrische schokken voor type B-apparatuur.
IPX6	Mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen.
	Niet afvoeren via het huisvuil.
	Mate van bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II Dubbel geïsoleerd.
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

Voor een volledige lijst en uitleg van de gebruikte symbolen, gaat u naar de symbolenlijst in hoofdstuk 27.

8. Montage



WAARSCHUWING

De montage MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.


Alle functies MOETEN na montage worden getest en goedgekeurd door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel.

De montage MOET plaatsvinden in een lege, overzichtelijke ruimte en kinderen en huisdieren moeten uit de buurt worden gehouden.


Als het bed tijdens het transport vuil of verontreinigd is geworden, raadpleeg dan de instructies voor reiniging en ontsmetting.

Zorg ervoor dat het hoofdeinde en het voeteneinde gemonteerd zijn zoals hieronder is aangegeven, zodat de Trendelenburgfunctie correct werkt.


De linker- en rechterkant van het bed zoals het gezien wordt door een persoon die in het bed ligt. Zie onderstaande figuur:



1. Controleer of de levering compleet is en of er tijdens het transport zichtbare schade aan het bed is ontstaan.
2. Verwijder de verpakking en identificeer alle onderdelen:
 1. Ligvlak.
 2. Beugels reanimatiehendels.
 3. Handbediening patiënt.
 4. Handbediening assistent.
 5. Matrasbeugels (X4).
 6. Hoofdeinde (apart verpakt).
 7. Voeteneinde (apart verpakt).
 8. Inbussleutel van 6 mm.




3. Proxima heeft twee aansluitpoorten voor de handbedieningen, één aan het voeteneinde en één aan het hoofdeinde zoals weergegeven in afbeelding 8.2. Proxima wordt geleverd met de handbediening voor de patiënt aangesloten op poort 1 en de handbediening voor de assistent aangesloten op poort 2.




Afbeelding 8.2

4. Om een van beide handbedieningen te gebruiken om het bed in de hoogste positie te brengen, kunt u de instructies oor de handbediening raadplegen in hoofdstuk 9.
5. Verwijder de M8x16mm lange cilinderkopschroeven en M8 sluitringen van de montagebeugels van de reanimatiehendel zoals weergegeven in Afbeelding 8.3. Lokaliseer de beugels voor de reanimatiehendels, M8x16 mm lange cilinderkopschroeven, M8 sluitringen en de 6 mm inbussleutel. De beugels voor de reanimatiehendels worden geïnstalleerd aan het hoofdeinde van het bed, op de montagebeugels aan beide zijden van het bed zoals weergegeven in Afbeelding 8.4.




Afbeelding 8.3




Afbeelding 8.4

6. Schuif de beugel voor de reanimatiehendel in de montagebeugelsleuf en lijn de gaten uit zoals aangegeven in Afbeelding 8.5. Zorg ervoor dat de kabels niet gedraaid of geknikt zijn.




Afbeelding 8.5

7. Bevestig elke beugel van de reanimatiehendel met twee M8x16 mm lange cilinderkopschroeven en twee M8 sluitringen en zorg ervoor dat ze worden vastgedraaid met de inbussleutel van 6 mm, zoals weergegeven in Afbeelding 8.6.




Afbeelding 8.6

8. Het hoofdeinde en voeteneinde zijn niet identiek. Het voeteneinde kan worden aangeduid met de linnen houder zoals te zien is in Afbeelding 8.7.




Afbeelding 8.7

9. Draai de handwielen van de bevestigingsbeugels van het hoofd- en voeteneinde los, zoals te zien is in Afbeelding 8.8.




Afbeelding 8.8

10. Houd het voeteneinde met de linnen houder van het bed af gericht en breng de bevestigingsbouten van het voeteneind omhoog boven de bevestigingsbeugels. Schuif het voeteneinde in de beugels totdat het er volledig in zit. Als het voeteneinde niet in de beugels valt, verwijder dan het voeteneinde en draai de handwielen los voordat u het opnieuw monteert.




Afbeelding 8.9

11. Draai de handwielen vast om het voeteneinde in de beugels vast te zetten, zoals weergegeven in Afbeelding 8.10. Het niet vastdraaien van de handwielen kan een gevaar vormen bij het verplaatsen van het bed.




Afbeelding 8.10

12. Herhaal de vorige stappen om het hoofdeinde te monteren. De juiste oriëntatie van het hoofdeinde is met de bevestigingen, gemarkeerd Afbeelding 8.11, van het bed af gericht.




Afbeelding 8.11

13. Lokaliseer de vier matrasbeugels zoals weergegeven in Afbeelding 8.12.




Afbeelding 8.12

14. De matrasbeugels worden geïnstalleerd op de vier locaties zoals te zien is in Afbeelding 8.13.




Afbeelding 8.13

15. Plaats de matrasbeugel over de vasthoudsteun zoals weergegeven in Afbeelding 8.14.



Afbeelding 8.14

16. De matrasbeugel moet met de klok mee worden gedraaid en geschoven totdat de gewenste aangegeven matrasbreedte overeenkomt met de oriëntatiesteun zoals weergegeven in Afbeelding 8.15.




Afbeelding 8.15

17. Om de matrasbeugel in de gewenste breedte-instelling vast te zetten, moet de matrasbeugel met de klok mee worden gedraaid totdat de matrasbeugel op zijn plaats klikt zoals in Afbeelding 8.17. Als de matrasbeugel niet op zijn plaats klikt, is deze mogelijk niet goed uitgelijnd met de oriëntatiesteun van de matras.



Afbeelding 8.16



Afbeelding 8.17

18. Herhaal stap 15 tot en met 17 om de resterende matrasbeugels te monteren. Zorg ervoor dat alle matrasbeugels op dezelfde breedte-instelling zijn ingesteld en dat deze breedte-instelling geschikt is voor het te gebruiken matras.
19. Voer de functionaliteitscontrole uit in hoofdstuk 14.
20. Proxima is nu klaar voor gebruik.

9. Bedieningsknoppen en indicatoren--



WAARSCHUWING

Het positioneren van het bed MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Patiënten mogen het bed alleen zelfstandig bedienen als zij in staat zijn de veiligheidsinstructies in deze handleiding te begrijpen en als zij daartoe een risicobeoordeling hebben ondergaan.

Zorg ervoor dat het remsysteem in de vergrendelde positie staat voordat u de handbediening gebruikt om de posities van het bed te wijzigen.

Schakel het remsysteem altijd in wanneer het bed stilstaat of onbeheerd wordt achtergelaten.

Controleer of er rondom, boven en onder het bedframe obstakels zijn en plaats het bed zodanig dat het over het volledige hoogtebereik kan functioneren zonder dat het geblokkeerd of bekneld kan raken.

Het gebruik van de beensteunfunctie moet op risico worden beoordeeld, aangezien deze bij patiënten met een kleinere gestalte onbedoelde verplaatsing kan veroorzaken.

Het bed delen met een patiënt (vooral een kind) houdt het risico in dat men op de patiënt gaat liggen en verstikking veroorzaakt, of dat de patiënt tegen de zijkant van het bed wordt geklemd.

Het gebruik van wiggen, steun- en positioneringsinrichtingen kan beknelling en verstikkingsgevaar veroorzaken.

Kleinere patiënten kunnen extra steun nodig hebben om een semi-Fowler positie te bereiken.

Bewaar de handbediening altijd op een veilige plaats als hij niet wordt gebruikt, om het gevaar van wurging en beknelling in het bedmechanisme te voorkomen, bijvoorbeeld aan de buitenkant van het hoofd- of voeteneinde.

Handbediening en snoer moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van de vloerniveau-functie.

Controleer vóór en tijdens het gebruik van de vloerniveau-functie altijd op beknellingsgevaar en obstakels onder het bed.

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het bed, tenzij onder toezicht van een volwassene.

Patiënten, gebruikers en bedieningspersoneel moeten een risicobeoordeling ondergaan en bewust worden gemaakt van de risico's voor henzelf en hun omgeving, alvorens de vloerniveau-functie van dit bed te gebruiken.

Pas op voor struikelgevaar wanneer het bed op vloerniveau staat.

Zorg ervoor dat de armen/handen van de patiënt zich niet in de knel-/valzone bevinden terwijl het bed wordt geprofileerd.

Proxima heeft twee handbedieningen: één voor de patiënt en één voor de assistent.


De handbediening van de assistent heeft toegang tot het volledige scala aan functies die door Proxima worden aangeboden en overschrijft alle functies die op de handbediening van de patiënt zijn geselecteerd. De handbediening van de patiënt heeft toegang tot een beperkt aantal functies. Met de handbediening van de assistent kan de verzorger bovendien de Trendelenburg-, Reverse Trendelenburg-, Semi-Fowler-positie en reanimatiefunctie gebruiken.

Controleer altijd op obstakels voordat het bed omhoog of omlaag wordt gebracht. Alvorens de bediening te gebruiken, moet het bedienend personeel de patiënt uitleggen hoe het bed kan worden gepositioneerd.

Als de medische staf aangeeft dat de medische toestand van de patiënt niet geschikt is voor de patiënt om het bed zelfstandig te kunnen verstellen, mag de positie van het bed alleen door de zorgverlener worden aangepast en dient de handbediening van de patiënt vergrendeld te worden.

Opmerking: De handbediening van de assistent overschrijft de handbediening van de patiënt. De reanimatiefunctie heeft voorrang op alle andere functies.

De handbediening van de patiënt heeft de volgende bedieningselementen:




Afbeelding 9.1

1	Vergrendel/Ontgrendel
2	3 Verhoog / verlaag of omhoog / omlaag
4	Rugleuning
5	Beensteun
6	Stoelpositie
9	Ligvlak

Opmerking: Als de patiënt niet in staat is het bed veilig te bedienen, vergrendel de handbediening dan onmiddellijk na elk gebruik.

De handbediening van de assistent heeft de volgende bedieningselementen:



Afbeelding 9.2

1	Vergrendel / Ontgrendel
2	3 Verhoog / verlaag of omhoog / omlaag
4	Rugleuning
5	Beensteun
6	Stoelpositie
7	Semi-Fowler's positie
8	Trendelenburg & Omgekeerde Trendelenburg
9	Ligvlak
10	Reset naar vlakke en waterpaspositie
11	Onderbedverlichting aan / uit
12	Reanimatie
13	14 Vergrendelde / ontgrendelde indicator

De bedieningselementen van de handbediening hebben twee hoofdcategorieën: bewegingsknoppen en functieknoppen.

Om een bedfunctie te bedienen moeten er twee bedieningen worden uitgevoerd: de selectie van een functieknop gevolgd door een bewegingsknop.

Functieknoppen (knoppen 4 – 11)

De Proxima heeft de volgende functies die toegankelijk zijn met behulp van de betreffende functieknop.

Opmerking: niet alle functies zijn beschikbaar op de handbediening van de patiënt.

Rugleuning (knop 4)

Met de rugleuningfunctie kan de hoek van de rugleuning worden aangepast.

Beensteun (Knop 5)

Met de beensteunfunctie kan de beensteunhoek worden aangepast.

Stoelpositie (knop 6)

Met de stoelpositiefunctie kan het bed in de stoelpositie worden gebracht.

Semi-Fowler's positie (Knop 7)

Met de Semi-Fowler-functie kan het bed in de Semi-Fowler-houding worden geplaatst.

Trendelenburg & Omgekeerde Trendelenburg (Knop 8)

Met de Trendelenburg-functie kan het bed in de Trendelenburg- of Omgekeerde Trendelenburg-positie worden geplaatst. Bij het terugzetten van het bed naar een horizontale positie zal het bed 2 seconden pauzeren wanneer het ligvlak horizontaal is. Door verder te gaan met de Trendelenburg-functie zal het bed de horizontale positie passeren en doorgaan.

Reset naar vlakke en waterpaspositie (knop 10)

Met de functie Reset naar vlakke en waterpaspositie kan het bed worden gereset naar een horizontale positie met het ligvlak plat. De functie moet worden ingedrukt en vastgehouden totdat het bed stopt met bewegen.

Ligvlak (knop 9)

Met de ligvlakfunctie kan het ligvlak worden verhoogd of verlaagd. Met de handbediening van de patiënt kan het bed worden neergelaten tot de lage positie van 21 cm. Met de handbediening van de assistent kan het bed worden neergelaten tot de vloerstand van 11 cm. Zodra de lage positie is bereikt, zal het bed in de halve snelheidsmodus blijven zakken totdat de vloerstand is bereikt.

Opmerking: Voordat u de positie op vloerniveau gebruikt, dient u de waarschuwingen aan het begin van dit hoofdstuk gelezen te hebben. Naast de waarschuwingen moet het volgende in acht worden genomen:

1. Controleer onder het bed of er geen obstakels of beknellingsrisico's zijn.
2. Zorg ervoor dat er niets aan de urinezakhouder is bevestigd.
3. Zorg er bij het neerlaten van het bed voor dat de gebruiker of patiënt handen en benen weghoudt van de rand van de matras.

Onderbedverlichting (knop 11)

De onderbedverlichtingfunctie schakelt de optionele onderbedverlichting in of uit.

Reanimatie (knop 12)

De reanimatiefunctie verlaagt zowel de rugleuning als de beensteun naar de vlakke positie die geschikt is voor reanimatie.

Door de knop ingedrukt te houden, wordt het bed verlaagd tot de lage positie van 21 cm.

Opmerking: De reanimatiefunctie-knop vereist geen gebruik van de bewegingsknoppen om naar een positie te gaan die geschikt is voor reanimatie.

De reanimatiefunctie overschrijft elke andere functie die via de handbediening voor de patiënt is geselecteerd en is toegankelijk ongeacht of de handbediening is vergrendeld.

Bewegingsknoppen (knoppen 2 – 3)

De bewegingsknoppen op beide handbedieningen worden gebruikt om de reeds geselecteerde bedfunctie omhoog of omlaag te brengen.

Handbediening status

Zowel de handbediening van de assistent als die van de patiënt hebben twee statussen: vergrendeld en ontgrendeld.

Om een van beide handsets te vergrendelen en/of te ontgrendelen, moet de vergrendel- / ontgrendelknop (1) 2 seconden worden ingedrukt en vastgehouden.

Vergrendeld – Op de handbediening van de assistent wordt deze status aangegeven met behulp van de LED-indicator (13) die oranje oplicht. Er is geen visuele indicator op de

handbediening van de patiënt, er zal een hoorbare pieptoon worden gehoord om de gebruiker te waarschuwen dat de handbediening is vergrendeld.

Ontgrendeld – Op de handbediening van de assistent wordt deze status aangegeven met behulp van de LED-indicator (14) die groen brandt. Er is geen visuele indicator op de handbediening van de patiënt.

Opmerking: In de vergrendelde status kunnen geen functies op de handbediening van de zowel de patiënt als de assistent worden geselecteerd, behalve de reanimatiefunctie op de handbediening van de assistent. De vergrendel / ontgrendel-status is onafhankelijk voor beide handbedieningen. Elke handbediening moet afzonderlijk worden vergrendeld of ontgrendeld.

Gebruik van de handbediening

Om het bed te bedienen, moet de handbediening eerst in de ontgrendelde status staan. Om een van beide handbedieningen te ontgrendelen, moet de vergrendel- /ontgrendelknop (1) 2 seconden worden ingedrukt en vastgehouden.

De gewenste functie moet worden geselecteerd door op de betreffende funktieknop te drukken. Op de handbediening van de assistent zal de LED-indicator (14) knipperen. Er is geen visuele indicator op de handbediening van de patiënt.

Zodra een functie is geselecteerd, moet de relevante bewegingsknop binnen 10 seconden worden geselecteerd. Het vasthouden van de relevante bewegingsknop zal resulteren in beweging van het bed totdat de knop wordt losgelaten of de maximale functiepositie wordt bereikt.

Om een nieuwe functie te selecteren, moet de gewenste functie worden ingedrukt.

Indien er na 10 seconden geen verdere invoer is, zal de handbediening zijn laatste functie annuleren. Er zal dan weer een functie moeten worden geselecteerd.

Om een van beide handbedieningen te vergrendelen, moet de vergrendel- / ontgrendelknop (1) 2 seconden worden ingedrukt en vastgehouden.

De reanimatiefunctie is de enige functie die kan worden geactiveerd, ongeacht de status van de handbediening. Er is geen extra invoer van bewegingsknoppen nodig. De reanimatiefunctie-knop moet ingedrukt worden gehouden totdat het bed de gewenste eindpositie bereikt.

De onderbedverlichtingfunctie vereist geen extra invoer op de handbediening. Zodra de functie is geselecteerd, gaat de verlichting onder het bed aan of uit.

Opmerking: De handbediening van de assistent moet worden vergrendeld wanneer deze niet in gebruik is om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. De handbediening van de patiënt moet worden vergrendeld als wordt aangenomen dat de patiënt geen toegang mag hebben tot de bediening van het bed.

10. Handmatige reanimatiefunctie



WAARSCHUWING

De handmatige reanimatiefunctie mag alleen worden gebruikt in geval van nood.


De reanimatiehendel mag alleen worden losgelaten als de rugleuning in de vlakke horizontale positie staat. Het vroegtijdig loslaten van de reanimatiehendel kan leiden tot schade en uitval van de rugleuningbediening.

Gebruik de reanimatiehendel niet om de hoek van de rugleuning aan te passen, tenzij in een noodgeval, gebruik de rugleuning-functie op een van beide handbedieningen.


Proxima heeft zowel een handmatige als elektrische reanimatiefunctie. Raadpleeg hoofdstuk 9 Bedieningselementen en indicatoren voor instructies over het gebruik van de elektrische reanimatiefunctie.

Om de handmatige reanimatiefunctie te bedienen:

1. Plaats de reanimatiehendels aan het hoofdeinde van het bed aan weerszijden van het hoofdeinde, zoals weergegeven in Afbeelding 10.1 en Afbeelding 10.2. De reanimatiefunctie kan vanaf beide reanimatiehendels worden bediend.




Afbeelding 10.1




Afbeelding 10.2

2. Trek de reanimatiehendel weg van het bed zoals aangegeven in de Afbeelding 10.3 en Afbeelding 10.4. Blijf de reanimatiehendel vasthouden totdat de rugleuning volledig vlak komt te liggen.




Afbeelding 10.3



Afbeelding 10.4

Het hoofdeinde kan indien nodig binnen 15 seconden worden verwijderd door de handwielen los te maken zoals aangegeven in Afbeelding 10.5 en het hoofdeinde op te tillen. Zie hoofdstuk 8 voor een gedetailleerde beschrijving.



Afbeelding 10.5

11. Lengteverstelling -----



WAARSCHUWING

De lengteverstelling mag alleen worden uitgevoerd als het bed leeg is.

Bij gebruik van de lengteverstelfunctie met een gemonteerd ProTect-zijhek is er een verhoogd risico op beknelling en verstrikking.


Het ProTect-verlengstuk voor zijheken moet worden gebruikt om bijbehorende risico's te verminderen.

Ga nooit op de beensteun zitten, staan of hangen.


De Proxima kan aan het voeteneinde met 20 cm worden verlengd. Raadpleeg hoofdstuk 15 voor de juiste lengte-instelling voor de matras die gebruikt wordt.

Om het bed te verlengen:


1. Verwijder het voeteneinde van het bed volgens de instructies in hoofdstuk 8.
2. Lokaliseer aan het voeteneinde van het bed de hendels voor het vergrendelen van het voeteneinde-frame en draai ze in de richting van de vloer om het voeteneinde-frame te ontgrendelen zoals weergegeven in Afbeelding 11.1, Afbeelding 11.2 en Afbeelding 11.3.



Afbeelding 11.1




Afbeelding 11.2




Afbeelding 11.3

Houd het voeteneinde-frame vast en trek het uit tot u de gewenste verlenging bereikt zoals in de Afbeelding 11.4 en Afbeelding 11.5




Afbeelding 11.4




Afbeelding 11.5

Draai de hendels voor het vergrendelen van het voeteneinde-frame omhoog om het voeteneinde-frame in de gewenste positie te vergrendelen zoals in de Afbeelding 11.6 en Afbeelding 11.7.




Afbeelding 11.6




Afbeelding 11.7

3. Verhoog de beensteun naar de hoogste instelling, volgens de instructies in hoofdstuk 9 zoals weergegeven in Afbeelding 11.8.




Afbeelding 11.8

4. Draai de vergrendelingshendels van de beensteun omlaag om de lengteverstelling van de beensteun te ontgrendelen zoals in de Afbeelding 11.9 en Afbeelding 11.10.




Afbeelding 11.9




Afbeelding 11.10

5. Houd het ligvlak van de beensteun bij de handgrepen vast (zoals hieronder aangegeven) en trek het uit tot de gewenste verlenging zoals in de Afbeelding 11.11 en Afbeelding 11.12.




Afbeelding 11.11




Afbeelding 11.12

6. Draai de vergrendelingshendels van het beensteun-frame naar boven om het ligvlak van de beensteun in de gewenste positie te vergrendelen zoals in de Afbeelding 11.13 en Afbeelding 11.14.



Afbeelding 11.13



Afbeelding 11.14


Vervang het voeteneinde volgens de instructies in hoofdstuk 8.

12. De richtingvastzetter gebruiken

Er zijn twee soorten zwenkwielen gemonteerd op de Proxima: zeven standaard zwenkwielen en één zwenkwiel met richtingvastzetter.

Het zwenkwiel met richtingvastzetter moet worden gebruikt wanneer de Proxima door gangen wordt geleid om te helpen in een rechte richting te rijden.


Het zwenkwiel met richtingvastzetter bevindt zich aan het voeteneinde van het bed, zoals weergegeven in Afbeelding 12.1.



Afbeelding 12.1


Het kan nodig zijn om het bed te verplaatsen voordat u de richtingvastzetter inschakelt om ervoor te zorgen dat het pedaal van de vastzetter zich niet in de zwenkwielbeugel bevindt en toegankelijk is.

1. Om de richtingvastzetter in te schakelen, drukt u op het onderste deel van het pedaal van de richtingvastzetter (aangeduid met vergrendeling) Afbeelding 12.2 tot de hendel in de positie vastklikt.



Afbeelding 12.2

2. Om de richtingvastzetter los te maken, drukt u op het bovenste deel van de hendel van de richtingvastzetter (aangeduid met vrij) zoals weergegeven in Afbeelding 12.3 totdat de hendel wordt losgekoppeld en naar de vrije positie beweegt zoals weergegeven in Afbeelding 12.2.




Afbeelding 12.3

13. Gebruik van het remsysteem -----


Er moet voor worden gezorgd dat het remsysteem altijd is ingeschakeld wanneer het bed in gebruik is, wordt gemonteerd of gedemonteerd zodat het bed niet per ongeluk in beweging komt.

Proxima maakt gebruik van een remsysteem dat aan **beide** uiteinden van het bed moet worden ingeschakeld. Het remsysteem kan aan weerszijden van het bed worden ingeschakeld.

1. Om het remsysteem aan het ene uiteinde van het bed in te schakelen, drukt u het rode bovenste pedaal stevig naar beneden zoals weergegeven in Afbeelding 13.1 totdat het in de positie vastklikt zoals weergegeven in Afbeelding 13.2. Herhaal dit voor het andere uiteinde van het bed.




Afbeelding 13.1



Afbeelding 13.2

2. Om het remsysteem uit te schakelen, drukt u het groene pedaal stevig naar beneden zoals weergegeven in Afbeelding 13.3 totdat het rode pedaal terugkeert naar de vrije positie zoals weergegeven in Afbeelding 13.1. Herhaal dit voor het andere uiteinde van het bed.



Afbeelding 13.3

14. Functionaliteitscontrole -----



WAARSCHUWING

De functionaliteitscontrole MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Controleer of er rondom, boven en onder het bedframe obstakels zijn en plaats het bed zodanig dat het over het volledige hoogtebereik kan functioneren zonder dat het geblokkeerd of bekneld kan raken.

Zet de remmen altijd aan als het bed stilstaat of onbeheerd wordt achtergelaten.

Opmerking: De functionaliteitscontrole moet worden voltooid met behulp van de handbediening van zowel de assistent als de patiënt. Stap twee is niet mogelijk met de bediening van de patiënt, dus moet worden overgeslagen.

Test met de handbediening alle bedfuncties en controleer alle snoeren op beknellingsgevaar. Raadpleeg hoofdstuk 9 – Bedieningsknoppen en indicatoren:

1. Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden.
2. Laat het bed zakken tot op vloerniveau door op knop 9 te drukken, en vervolgens knop 3 ingedrukt te houden.
3. Controleer alle snoeren op beknellingsgevaar.
4. De rugleuning omhoog en omlaag brengen, druk op knop 4 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de rugleuning omhoog te brengen. Druk op knop 4 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de rugleuning te laten zakken.
5. De beensteun omhoog en omlaag brengen, druk op knop 5 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt om de beensteun omhoog te brengen. Druk op knop 5 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt om de beensteun te laten zakken.

6. De Omgekeerde Trendelenburg-functie controleren (hoofd omhoog, voeten omlaag), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt.
7. De Trendelenburg-functie controleren (hoofd omlaag, voeten omhoog), druk op knop 8 en houd vervolgens knop 3 ingedrukt.
8. De Semi-Fowlers-positiefunctie controleren, druk op knop 7 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt.
9. De stoelpositiefunctie controleren, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt.
10. De reanimatiefunctie controleren, plaats het bed in de stoelpositie, druk op knop 6 en houd vervolgens knop 2 ingedrukt. Zodra het bed in de stoelpositie staat, drukt u op knop 11 om de reanimatiefunctie te starten.
11. Controleer de werking van de reanimatiehendels. Verhoog het bed tot volledige hoogte door op knop 9 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Breng de rugleuning omlaag door op knop 4 te drukken en vervolgens knop 2 ingedrukt te houden. Zorg ervoor dat de rugleuning vrij is van alle obstakels, trek aan een van de reanimatiehendels om de rugleuning in de horizontale positie te laten vallen. Herhaal de reanimatiefunctiecontrole voor de resterende reanimatiehendel.
12. Schakel het remsysteem aan beide uiteinden van het bed in. Duw zachtjes tegen het bed aan elk uiteinde om er zeker van te zijn dat de remmen werken.

15. Matrasseselectie



WAARSCHUWING

Incompatibele matrassen kunnen gevaren en beknellingsrisico's veroorzaken. Lees de gebruiksaanwijzing.

Wanneer een speciale matras of een oplegmatras wordt gebruikt en de afstand van de bovenkant van de niet-ingedrukte matras tot de bovenkant van het zijhek, indien gemonteerd, minder dan 220 mm/ 8.7 inch bedraagt, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd om een gelijkwaardige veiligheid te waarborgen.

Een bedverlenging MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.



Neem contact op met Accora voor compatibele matrassen. Incompatibele matrassen kunnen gevaren en beknellingsrisico's veroorzaken.

Alle matrassen moeten geplaatst en gebruikt worden in overeenstemming met de instructies van de matrasfabrikant of -leverancier.

Matrasmaat	Lengte-instelling (zie hoofdstuk 11)
200-202 cm x 88-90 cm x 150-200 mm (LxBxH) Standaardlengte / standaardbreedte	Standaardinstelling aan het voeteneinde
220 cm x 88-90 cm x 150-200 cm (LxBxH) Verlengde lengte / standaard breedte	Instelling verlengstuk aan voeteneinde

16. Zijhekselectie



WAARSCHUWING

Gebruik alleen zijhekken die compatibel zijn met dit bed, zoals geleverd door Accora.

Incompatibele zijhekken kunnen gevaren en beknellingsrisico's veroorzaken.

Voorafgaand aan het gebruik van zijhekken moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd.

Er zijn twee soorten zijhekken verkrijgbaar bij Accora voor Proxima: het inklapbare zijhek en het ProTect zijhek. *Opmerking: deze zijhekken zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.*

Beschrijving	Onderdeelnummer
Inklapbaar zijhekset	SDRFLD-0-FL7-000
ProTect 200 cm zijhekset	SDR-PT1-FL7-000

Voordat u zijhekken monteert of gebruikt, moet u de desbetreffende handleidingen raadplegen.

De zijhekken en de bedbeugel kunnen niet tegelijkertijd aan het bed worden gemonteerd.

17. Verplaatsen en herpositioneren



WAARSCHUWING

Het verplaatsen of herpositioneren MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle functies MOETEN worden getest en goedgekeurd door een bevoegd persoon na verplaatsing of herpositionering.

Verplaats het bed niet als de stekker in het stopcontact zit.

Bij het verplaatsen of herpositioneren van het bed moet de stroomvoorziening worden losgekoppeld, moet het electriciteitsnoer aan het bed worden bevestigd en zorg ervoor dat er geen snoeren blijven haken of vast komen te zitten.

Wees voorzichtig wanneer u het bed over drempels verplaatst.

1. Zorg ervoor dat het bed in de hoogste positie staat en dat het volledige ligvlak horizontaal is (zie hoofdstuk 9).
2. Trek het netsnoer uit het stopcontact.
3. Bevestig beide handbedieningen, de voeding en alle snoeren om schade te voorkomen.
4. Schakel het remsysteem aan beide uiteinden van het bed uit en schakel de richtingvastzetter in (zie hoofdstuk 12 en 13).
5. Wanneer het bed is verplaatst of herpositioneerd, schakelt u het remsysteem opnieuw in.
6. Sluit het netsnoer opnieuw aan en voer een volledige functionaliteitscontrole uit zoals beschreven in hoofdstuk 14.

18. Kabelgeleiding voor matraspomp



WAARSCHUWING

Wanneer accessoires met een netsnoer aan de Proxima worden gemonteerd, moet het bed worden losgekoppeld van de stroomvoorziening.

Er moet zorgvuldig worden nagedacht over de kabelgeleiding om ervoor te zorgen dat de functionaliteit niet in gevaar wordt gebracht doordat kabels van het bedmechanisme worden geplet of doorgeknipt.

Alle montagevereisten van de matras moeten worden opgevolgd om compatibiliteit met Proxima te garanderen. De montage moet worden uitgevoerd door een bevoegd persoon. Alle bedfuncties moeten door een bevoegd persoon gedurende een volledige cyclus worden getest nadat het accessoire is gemonteerd.

De afbeeldingen tonen een methode voor het vastzetten van de voedingskabel (zwart afgebeeld) aan het Proxima bedframe. De stroomvoorziening zit aan het hoofdeinde van het bed en het accessoire aan het voeteneinde.

Het geleiden van kabels op de Proxima voor accessoires gebeurt met behulp van reservekabelklemmen die aan de onderkant van het hoofdframe zijn gemonteerd. Het zijn er in totaal vier.


Afbeelding 18.1 toont een reservekabelklem. Om de kabel vast te zetten, plaatst u de kabel in de kabelklem. Het kan nodig zijn dat u de kabelklem moet optillen om de kabel volledig in de klem te laten zitten. Eenmaal erin, drukt u op de klem naar beneden totdat deze vastklikt, zoals weergegeven in Afbeelding 18.2.



Afbeelding 18.1



Afbeelding 18.2



Afbeelding 18.3

De accessoirekabel moet onder het voeteneinde-frame doorlopen en zich in de eerste accessoireklem bevinden zoals weergegeven in Afbeelding 18.4.



Afbeelding 18.4

De accessoirekabel moet zo worden geleid dat deze boven de aandrijving loopt. Hij moet worden vastgezet in de tweede accessoireklem zoals weergegeven in Afbeelding 18.5.



Afbeelding 18.5

De accessoirekabel moet in de derde accessoireklem worden bevestigd, zodat er minimale speling is om beknelling of vastzitten van de accessoirekabel te voorkomen, zoals weergegeven in Afbeelding 18.6. Ten slotte moet de accessoirekabel worden vastgezet in accessoireklem 4, zodat de buigradius van de kabel niet te strak is zoals weergegeven in Afbeelding 18.6.



Afbeelding 18.6

Door zachtjes aan de kabel te trekken, kunt u controleren of de klem goed bevestigd is.

Het is het gemakkelijkst om de kabel onder het bed te geleiden zonder de kabelklemmen vast te zetten totdat de stekker aan het hoofdeinde van het bed zit om ervoor te zorgen dat er voldoende speling is om de kabel met het frame mee te laten bewegen terwijl deze omhoog en omlaag gaat.

19. Reiniging & Ontsmetting-----



WAARSCHUWING

Het bed moet worden losgekoppeld van de stroomvoorziening wanneer het wordt gereinigd of ontsmet.

Alle functies MOETEN na reiniging en ontsmetting worden getest en goedgekeurd door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Het bed MOET gereinigd en ontsmet worden voordat het opnieuw voor een andere patiënt wordt gebruikt.

Reinigingsinformatie

De reiniging moet worden uitgevoerd met regelmatige tussenpozen die door de instelling worden bepaald. Het bed moet tussen de patiënten door worden gereinigd.

Het reinigen van het bed zoals beschreven duurt naar verwachting 15-30 minuten.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor gebruik in de gezondheidszorg om het bed te ontsmetten. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of andere materialen die de coating kunnen beschadigen. Gebruik geen corrosieve stoffen, bijtende middelen of sterke zuren. Gebruik geen reinigingsmiddelen die de structuur of het gedrag van de kunststoffen kunnen veranderen (benzine, enz.).

Maak het schoon door het voorzichtig met een vochtige doek af te vegen.

Accora kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of het risico op schade indien ongeschikte reinigings- of ontsmettingsmiddelen worden gebruikt.

Reinigingsprocedure

1. Verwijder alle accessoires, matras en matrasbeugels enz.
2. Stel het ligvlak in op de hoogste stand en pas de positie van de rugleuning en beensteun zodat alle onderdelen van het ligvlak gereinigd kunnen worden.
3. Koppel het bed los van de stroomvoorziening.
4. Verplaats het bed naar de plek waar de reiniging zal plaatsvinden en schakel het remsysteem in.
5. Reinig volgens de instructies, beschreven in paragraaf "Reinigingsinformatie" hierboven.

20. Probleemoplossing -----



WAARSCHUWING


Probleemoplossing MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Probeer niet om gesloten elektrische onderdelen te openen.

Probeer geen elektrische onderdelen te repareren.


Na de probleemoplossing MOETEN alle functies worden getest en goedgekeurd door een bevoegd persoon.

De bedieningskast heeft een indicatielampje dat kan worden gebruikt voor probleemoplossing. Het indicatielampje is te zien door de rugleuning op de hoogste stand te zetten. De rugleuning kan handmatig worden opgetild als er geen stroom beschikbaar is. De bedieningskast bevindt zich aan het hoofdeinde van het bed zoals weergegeven in Afbeelding 20.1.



Afbeelding 20.1

Het indicatielampje, zoals weergegeven in Afbeelding 20.2 is groen als de stroom is aangesloten en oranje als er op een handbedieningsknopje wordt gedrukt.




Afbeelding 20.2

Probleem	Mogelijke oplossing(en)
Het bed maakt een piepend geluid wanneer een knop op de handbediening wordt ingedrukt, maar er gebeurt niets.	Ontgrendel de handbediening zoals beschreven in hoofdstuk 9.
Het bed werkt niet. Het indicatielampje van de bedieningskast brandt niet.	Controleer of het bed is aangesloten op het electriciteitsnet en of het stopcontact is ingeschakeld. Controleer de aansluiting van de stroomvoorziening op de bedieningskast.
Het bed werkt niet. Het indicatielampje van de bedieningskast is groen, maar wordt niet oranje wanneer je op een van de handbedieningsknoppen drukt.	Controleer de aansluiting van de handbediening op de bedieningskast.
Het bed functioneert niet zoals verwacht.	Reset het bed door de knoppen 2 en 3 op de handbediening van de patiënt ingedrukt te houden, zoals weergegeven in Afbeelding 9.1, totdat het piepen stopt. Verhoog het bed tot zijn volledige hoogte.


Als het bed nog steeds niet goed functioneert, neem dan contact op met Accora voor verder advies.

Als er een optionele batterij is geplaatst, is er een indicatielampje dat kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen. De batterij bevindt zich aan het hoofdeinde van het bed zoals weergegeven in Afbeelding 20.3 (het rugleuningvlak is transparant voor de duidelijkheid).



Afbeelding 20.3

Het indicatielampje bevindt zich op de hoek van de batterij zoals weergegeven in Afbeelding 20.4.



Afbeelding 20.4

Het indicatielampje licht oranje op wanneer de batterij wordt opgeladen en brandt niet wanneer de batterij volledig is opgeladen. Bij de eerste verbinding met het systeem zal het lampje gedurende korte tijd oranje oplichten als feedback dat het correct is aangesloten. Hierna volgt het licht het standaardgedrag dat hierboven en in de onderstaande tabel is beschreven.

Het volgende geeft een overzicht van de verschillende statussen van de batterij.

Probleem	Mogelijke oplossing(en)
Het bed maakt een piepend geluid wanneer het niet is aangesloten op het elektriciteitsnet.	De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op door het bed aan te sluiten op de netvoeding.
Het bed is aangesloten op de netvoeding, maar het lampje van de batterij knippert oranje.	Er is een fout opgetreden tijdens het opladen van de batterij. Controleer het batterijsnoer op de batterij en de batterij-aansluiting op de bedieningskast.

Als het bed nog steeds niet goed functioneert, neem dan contact op met Accora voor verder advies.

21. Opslag-----

Voor een probleemloze opslag raden wij het volgende aan:

1. Koppel het bed los van de elektrische stroomvoorziening.
2. Bevestig het electriciteitssnoer aan het bed om te voorkomen dat het snoer tijdens het verplaatsen wordt beschadigd.
3. Verwijder de accessoires.
4. Omwikkel het bed en de accessoires of bedek ze, zodat de coating en de plastic onderdelen niet beschadigd worden.
5. Het bed moet op een temperatuur tussen -10 en +50 °C. worden bewaard.
6. Het bed moet in een relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) tussen 20 en 80% worden bewaard.

22. Dagelijkse inspectie-----

Dagelijkse visuele inspectie wordt sterk aanbevolen en kan worden uitgevoerd door de zorgverlener, gebruiker of een andere persoon.

De volgende controles moeten uitgevoerd worden:

1. Werkt het bed volgens het beoogde doel zonder onverwachte geluiden of bewegingen?
2. Zijn er tekenen van misbruik of overmatige slijtage?
3. Zitten alle bevestigingen en fittingen goed en stevig vast?
4. Ziet het bedframe er stabiel en veilig uit?
5. Zijn alle accessoires gemonteerd volgens de instructies van de fabrikant of leverancier van de accessoires?
6. Is het remsysteem aan beide uiteinden van het bed ingeschakeld?
7. Zijn alle elektrische kabels (inclusief accessoires, bijv. luchtpomp voor matrassen) vastgemaakt en zo gelegd dat er geen schade kan worden veroorzaakt?
8. Werkt de vergrendelingsfunctie van de handbediening correct op beide handbedieningen? (zie hoofdstuk 9)
9. Gaat het bed naar de halve snelheidsmodus bij het overschakelen naar de vloerstand? (zie hoofdstuk 9)
10. Is de ruimte rond, boven en onder het bed vrij van mogelijke obstakels?
11. Bestaat er gevaar voor beknelling of verwonding van de patiënt?
12. Zijn er elektrische kabels bekneld, geplet of op enigerlei wijze beschadigd?

Als tijdens deze inspectie schade, prestatieproblemen of redenen tot bezorgdheid worden geconstateerd, moet het bed onmiddellijk van de stroomvoorziening worden losgekoppeld, buiten gebruik worden gesteld en moeten passende maatregelen worden genomen.

23. Algemeen onderhoud -----



WAARSCHUWING

De montage MOET door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle functies MOETEN na montage worden getest en goedgekeurd door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel.

Alleen de bij het bed geleverde stroomvoorziening mag worden gebruikt.

Voer geen onderhoud uit met de servicegebruiker of patiënt op het bed.

Het netsnoer mag door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden vervangen. Zorg ervoor dat het vervangende netsnoer op dezelfde manier aan het bedframe is bevestigd als het originele netsnoer. Controleer of alle functies van het bed werken om er zeker van te zijn dat het netsnoer niet in het mechanisme bekneld zit.

Voor informatie over service en reparatie van de Proxima, raadpleeg de handleiding, SER-FL7-001NL. Reparaties aan het bed moeten door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

24. Garantie

De Proxima heeft een garantieperiode van 2 jaar op de elektrische onderdelen en accessoires, en 10 jaar op het frame.

25. Afvalverwerking -----

Bij de verwijdering van materialen uit het bed moeten onderdelen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden verwijderd overeenkomstig de geldende milieuvoorschriften.

26. EMC-richtlijn-----

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies		
Het bed is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het bed moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.		
Emissietest	Naleving	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Radio-emissies CISPR 11	Groep 1	Het bed gebruikt alleen RF-energie voor de interne functies. Daarom zijn de RF-emissies zeer laag en is het niet waarschijnlijk dat ze storing veroorzaken in elektronische apparatuur in de omgeving.
Radio-emissies CISPR 11	Klasse B	
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Klasse A	
Spanningsschommelingen /flikkeremissies IEC 61000-3-3	Naleving	Het bed is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inbegrepen huishoudelijke omgevingen en omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijke doeleinden van stroom voorziet.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Het bed is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.

De klant of de gebruiker van het bed moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2:2009	±8 kV contact ± 2, 4, 8, 15 kV lucht	± 6 kV contact ± 8 kV lucht	Vloeren moeten uit hout, beton of keramische tegels bestaan. Als vloeren zijn bedekt met een synthetisch materiaal moet de relatieve luchtvochtigheid minstens 30% zijn
Snelle elektrische transiënt/burst IEC 61000-4-4:2012	2 kV Voedingsleidingen ± 1 kV voor ingangs-/uitgangsleidingen	2 kV Voedingsleidingen Niet van toepassing	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Overspanning IEC 61000-4-5:2006	± 0,5, 1 kV lijn(en) naar lijn(en) ± 0,5, 1,0, 2 kV lijn(en) naar aarde	± 1 kV differentiële modus Niet van toepassing	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningsvariaties op voedings-ingangslijnen IEC 61000-4-11:2017	<5% UT(>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus 40% UT (60% daling in UT) gedurende 5 cyclussen 70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cyclussen <5% UT(>95% daling in UT) voor 5 s	<5% UT(>95% daling in UT) gedurende 0,5 cyclus 40% UT (60% daling in UT) gedurende 5 cyclussen 70% UT (30% daling in UT) gedurende 25 cyclussen <5% UT(>95% daling in UT) voor 5 s	De kwaliteit van de netspanning moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker het bed bij stroomonderbrekingen moet blijven gebruiken, wordt aanbevolen het bed aan te sluiten op een ononderbreekbare stroomvoorziening of batterij.
Stroomfrequentie (50, 60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8:2012	3 A/m	3 A/m	De magnetische velden van de stroomfrequentie van het bed moeten op een niveau zijn dat kenmerkend is voor een typische ruimte in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.

OPM. : UT is de wisselspanning vóór de toepassing van het testniveau.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Het bed is bestemd voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.

De klant of de gebruiker van het bed moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijnen																																													
Geleide RF IEC 61000-4-6:2014	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz	3 Vrms	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur niet gebruiken in de buurt van enig onderdeel van het bed, met inbegrip van kabels. Een minimale aanbevolen scheidingsafstand aanhouden die wordt berekend met behulp van de equatie die geldt voor de frequentie van de zender. Aanbevolen scheidingsafstand: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz tot 2,5 GHz Waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant van de zender, en d de aanbevolen tussenruimte in meters (m) is. De veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals bepaald door een elektromagnetisch locatieonderzoek, moet lager zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiebereik. Interferentie kan optreden in de buurt van apparatuur gemarkeerd met het volgende symbool: 																																													
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3:2006 ± A1:2008 ± A2:2010	80 MHz – 2,7 GHz 10 V/m (1 kHz 80%) <table><tr><td>385 MHz</td><td>27 V/m</td><td>PM 18 Hz</td></tr><tr><td>450 MHz</td><td>28 V/m</td><td>FM 1 kHz sine</td></tr><tr><td>710 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>745 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>780 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>810 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 18 Hz</td></tr><tr><td>870 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 18 Hz</td></tr><tr><td>930 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 18 Hz</td></tr><tr><td>1720 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>1845 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>1970 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>2450 MHz</td><td>28 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>5240 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>5500 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr><tr><td>5785 MHz</td><td>9 V/m</td><td>PM 217 Hz</td></tr></table>	385 MHz	27 V/m	PM 18 Hz	450 MHz	28 V/m	FM 1 kHz sine	710 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	745 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	780 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	810 MHz	28 V/m	PM 18 Hz	870 MHz	28 V/m	PM 18 Hz	930 MHz	28 V/m	PM 18 Hz	1720 MHz	28 V/m	PM 217 Hz	1845 MHz	28 V/m	PM 217 Hz	1970 MHz	28 V/m	PM 217 Hz	2450 MHz	28 V/m	PM 217 Hz	5240 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	5500 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	5785 MHz	9 V/m	PM 217 Hz	3 V/m	
385 MHz	27 V/m	PM 18 Hz																																														
450 MHz	28 V/m	FM 1 kHz sine																																														
710 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														
745 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														
780 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														
810 MHz	28 V/m	PM 18 Hz																																														
870 MHz	28 V/m	PM 18 Hz																																														
930 MHz	28 V/m	PM 18 Hz																																														
1720 MHz	28 V/m	PM 217 Hz																																														
1845 MHz	28 V/m	PM 217 Hz																																														
1970 MHz	28 V/m	PM 217 Hz																																														
2450 MHz	28 V/m	PM 217 Hz																																														
5240 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														
5500 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														
5785 MHz	9 V/m	PM 217 Hz																																														

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.

OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische verspreiding wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing op structuren, voorwerpen en mensen.

a	De veldsterkte van vaste zenders, zoals grondstations voor radio, (mobiele/draadloze) telefoons, mobiele landradio's, amateurradiozenders, AM- en FM-radiozenders en TV-zendstations kan theoretisch gezien niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste radiozenders te bepalen, moet een elektromagnetische meting van de locatie worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar het bed wordt gebruikt hoger is dan het eerder vermelde RF-compliantieniveau dat van toepassing is, dient u nauwlettend te controleren of het bed normaal functioneert. Als abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het bed heroriënteren of verplaatsen.
b	Boven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten veldsterktes kleiner zijn dan 3 V/m.

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het bed.

Het bed is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle worden gehouden.

De klant of de gebruiker van het bed kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimumafstand te bewaren tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het bed volgens de onderstaande aanbevelingen, al naar gelang het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.



Maximaal nominaal uitgangsvermogen van de zender W	Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie m		
	150 kHz tot 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz tot 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz tot 2,5 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23


Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat aan de hand van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.

OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.

OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische verspreiding wordt beïnvloed door absorptie en weerkaatsing op structuren, voorwerpen en mensen.

27. Symbolenlijst

	Algemene waarschuwing
	Algemene voorzichtigheid
	Voldoet aan de Europese verordening inzake medische hulpmiddelen 2017/745
	Voldoet aan de verordening inzake medische hulpmiddelen 2002 zoals gewijzigd
	Modelnummer
	Serienummer
	Maximum gewicht patiënt
	Fysieke beschrijving van een volwassene
	Productiedatum
	Fabrikant
	Medisch hulpmiddel in overeenstemming met de EU-verordening voor medische hulpmiddelen 2017/745
	Waarschuwing vloerniveaufunctie
	Zorg ervoor dat de zijhekken compatibel zijn met het bed voordat u ze monteert

	Waarschuwing, gebruik alleen compatibele matrassen		
	Veilige werklust (SWL) - Maximumgewicht dat het bed veilig kan dragen, inclusief patiënt, matras en gemonteerde accessoires		
	Raadpleeg de handleiding voordat u het product gebruikt		
	Het B-symbool geeft aan dat dit product een mate van bescherming heeft tegen elektrische schokken voor type B-apparatuur		
	Niet afvoeren via het huisvuil		
	Mate van bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II Dubbel geïsoleerd		
	Alleen voor gebruik binnenshuis		
IPX6	Mate van bescherming tegen het binnendringen van vloeistoffen		
<table border="1" data-bbox="248 1323 453 1391"> <tr> <td>EC</td> <td>REP</td> </tr> </table>	EC	REP	EG-vertegenwoordiger
EC	REP		

28. Contactgegevens -----

	VK en de rest van de wereld	VS
Adres	Accora Ltd. Charter House, Barrington Road Orwell, Cambridge SG8 5QP UK	Accora Inc. 9210 Corporate Blvd. Suite 120 Rockville MD 20850 USA
Telefoon	+44 (0)1223 206100	+1 301-560-2400
E-mail	info@accora.care	information@accora.care
Website	www.accora.care	

Deze pagina is met opzet leeg gelaten

Accora



Accora
Barrington Road
Orwell
Cambridge
SG8 5QP
United Kingdom

T: +44 (0)1223 206100
info@accora.care
www.accora.care

IFU-FL7-001NL Rev 01 SEP 2023