



AFVALTRANSPORT



De 'Droppy' afvalverzamelaars zijn speciaal geconstrueerd voor het luchtdicht verzamelen van afval en/of incontinentie materiaal. De zakken zijn eenvoudig en snel te verwisselen.

'DROPPY' AFVALVERZAMELAARS

8

Voor alle modellen geldt:

- een frame van RVS buis Ø 22 mm (304)
- alle verbindingen zijn rondom gelast voor stabiliteit en optimale hygiëne
- aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting
- openen en sluiten d.m.v. een voetbedieningsmechanisme, gedeeltelijk bekleed met kunststof
- een afneembaar RVS bodemplateau
- stootwielen op de hoeken.

Voor enkele modellen geldt:

- inclusief remmechanisme: tijdens het openen wordt de 'Droppy' meteen geblokkeerd en kan dus niet wegglijden
- inclusief RVS haakje.

Op aanvraag leverbaar:

- RVS wielen
- antistatische wielen
- klemknijpers (set/twee stuks) ten behoeve van beide zijden van de klapsluiting (WDFC)
- RVS handgreep Ø 22 mm (304)*. 'H' aan modelnummer toevoegen
(deze optie niet leverbaar voor WD10, WD12, WD20 en WD22).

WD10



'DROPPY' (MONTEERBAAR OP 'SNIJDERS CARE' 2-RINGS ETAGEWAGENS)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter. Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op 2 hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD10	530 X 430 X 825 MM



WD11

'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band, waarvan 2 geremd. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD11	530 X 490 X 825 MM



WD12

'DROPPY' WANDMODEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.

Openen naar keuze met de RVS handgreep of door middel van het voetbedieningsmechanisme.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD12	530 X 400 X 770 MM

WD13



'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.
Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD13	530 X 490 X 825 MM



WD14



'DROPPY' MET VOORPOTEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
 Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 500 x 800 mm, inhoud 40 liter.
 2 voorpoten en aan de achterkant 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band inclusief stootwielen.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD14	530 X 490 X 825 MM



WD20

'DROPPY' (MONTEERBAAR OP 'SNIJDERS CARE' 2-RINGS ETAGEWAGENS)

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304). Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
 Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op 2 hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD20	585 X 430 X 980 MM



WD21

'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
 Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.

Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band, waarvan 2 geremd. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD21	585 X 490 X 980 MM

WD22



'DROPPY' WANDMODEL

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
 Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
 Openen naar keuze met de RVS handgreep of door middel van het voetbedieningsmechanisme.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD22	585 X 400 X 910 MM



WD23



'DROPPY'

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
 Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
 Inclusief remmechanisme. Gemonteerd op 4 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band. Stootwielen op de hoeken.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD23	585 X 490 X 980 MM



WD24

'DROPPY' MET VOORPOTEN

Het frame is vervaardigd van RVS buis Ø 22 mm (304).
 Aan de bovenkant een dubbelscharnierende klapsluiting voor plastic afvalzakken, afmeting platgemeten: 575 x 1000 mm, inhoud 70 liter.
 2 voorpoten en aan de achterkant 2 zwenkwielen Ø 75 mm met grijze rubber band inclusief stootwielen.

BESTELNUMMER	LENGTE X DIEPTE X HOOGTE
WD24	585 X 490 X 980 MM