



*Designed
for people*

AURA Comfort Duo

Tijd voor twee

We brengen ongeveer eenderde van ons leven door in bed. Hoe wij deze tijd doorbrengen is rechtstreeks van invloed op ons welzijn, onze gezondheid en hoe we in het leven staan. Het model AURA Comfort Duo is speciaal ontwikkeld voor partners die waarde hechten aan een uitzonderlijk comfort, stijlvol design en een eerste klas afwerking.

AURA Comfort Duo bedden maken de afstemming mogelijk van het persoonlijke comfort van beide partners. Op de twee verstelbare ligvlakken vindt ieder zijn perfecte positie om te lezen, televisie te kijken of goed te slapen en uitgerust wakker te worden.


Afgezien van de hoge mate van functionaliteit, overtuigen de AURA Comfort Duo bedden ook door een vormgeving die past in ieder interieur. De strakke lijnen, luxe bekledingen en een tijdloze elegantie sluiten aan bij de inrichting van de slaapkamer en creëren een sfeer van rust en ontspanning. Deze bedden zijn meer dan alleen maar meubels. Ze zorgen voor meer levenskwaliteit door een weldadige sfeer waarin partners samen kunnen ontspannen.







Stijl voor twee



Wij leven in een tijd waarin persoonlijke wensen ook in de leefomgeving tot uitdrukking komen. De persoonlijke stijl weerspiegelt de eigen manier van leven, zij het door Scandinavisch design, een mediterrane sfeer, een klassieke en tijdloze look of door een gezellige landhuisstijl.


Dankzij de legio mogelijkheden voor vormgeving passen de AURA Comfort Duo bedden in ieder interieurconcept. U hebt de keuze uit luxe bekledingen, smaakvolle decors en elegante details om een comfortabel bed samen te stellen dat perfect bij en uw inrichting past.



Variatie voor twee

Met de grote keuze aan houtdecors kunt u het frame van een AURA Comfort Duo bed helemaal aanpassen aan de stijl van de inrichting.





Dankzij de grote variatie bij de stoffen of leren bekledingen creëert u een gevoel van behaaglijkheid en gezelligheid in de slaapkamer.



FUNCTIONEEL

BEPERKTE HOOGTE

Met de mogelijkheid de hoogte van het ligvlak te verlagen tot 25cm van de vloer bieden de AURA Comfort Duo bedden extra veiligheid en comfort. De beperkte hoogte geeft een gevoel van zekerheid en zorgt voor een ontspannen slaap.



MOBILITEIT

De transferpositie van een AURA Comfort Duo bed brengt u moeiteloos in een gemakkelijke positie om te gaan liggen en weer op te staan. Samen met de optionele mobilisatiehulp hebt u steeds het voordeel van een comfortabele ondersteuning voor een ontspannen begin van de dag. Of om 's avonds op een prettige manier naar bed te gaan.

ERGONOMISCH

De handige werkhoogte maakt de dagelijkse karweitjes rond het bed een stuk makkelijker. Een AURA Comfort Duo bed maakt verschonen of zuigen onder het bed een stuk makkelijker omdat de vloer onder het bed beter bereikbaar is.



COMFORTABEL

Dankzij de prettig verstelbare zitpositie biedt een AURA Comfort Duo bed de hoogste mate van comfort om televisie te kijken, nog even na te genieten van de dag of op bed te ontbijten. Rugleuning en beengedeelte kunt u helemaal aan uw wensen aanpassen.

Perfectie voor twee

Afstandsbediening met ledverlichting –
modern, veilig en met intuïtieve bediening

Kenmerkend voor de modern vormgegeven afstandsbediening van AURA Comfort Duo bedden zijn de heldere vormtaal en intuïtieve bediening. Door de rustige ledverlichting van de knoppen is de afstandsbediening ook 's nachts makkelijk te vinden. De afstandsbediening heeft duidelijke symbolen. Bovendien is er de mogelijkheid afzonderlijke functies te blokkeren voor nog meer veiligheid en comfort bij het dagelijkse gebruik.



Comfort voor twee

De twee ligvlakken van de AURA Comfort Duo bedden zijn afzonderlijk verstelbaar en passen zich aan de vorm van het lichaam aan. Bovendien bieden ze een duidelijk merkbare ondersteuning voor gevoelige plekken van de schouders en lendenwervels. Voor een goed slapen en ontspannen zitten in bed is er ook nog een slim mechanisme. In de zitpositie gaat de rugleuning naar achteren om drukplekken bij het zitvlak te voorkomen. U zit duidelijk comfortabeler.



WAT ER OOK NOG BIJ HOORT

CURA bedlamp

Het CURA bedlampje zorgt met een warmwit licht voor de juiste sfeer om een spannend boek te lezen of te genieten van een gezellig avondje in bed. De lamp heeft een elegant design en kan rechtstreeks aan de bediening van het bed worden aangesloten. Nooit meer een wirwar van draden en precies daar licht waar u het nodig hebt. Een stijlvolle en comfortabele oplossing.



Matrassen

Matrassen zijn belangrijk voor een goede en gezonde slaap. Neem vooral contact met ons op. Wij vinden de ideale matras voor u.



UITRUSTINGEN EN OPTIES

Lage positie	25 cm
Werkhoogte	82 cm
Valpreventie	•
Transferpositie	•
Comfortabele zitpositie	•
Matrascompensatie van de rugleuning	•
Beddengoedhouder	◦
Dubbele wielen	50 mm
Verborgene wielen	•
Centrale rem	•
Mobilisatiehulp aan het hoofdeinde, met één hand te bedienen	◦
Afstandsbediening met blokkeerfunctie	•
Verlichting onder het bed	◦

TECHNISCHE SPECIFICATIES PER BED

Ligvlak	90 x 200 cm
Buitenafmetingen	100 x 206 cm
Veilige werkbelasting	max. 225 kg
Vrije ruimte onder het bed	13 cm
Totaalgewicht	ca. 150 kg