



MF60L-GD - LAB

Model

Volgens DIN 58345	Nee
Inhoud	52 liter
Buitenmaten (bxdxh)	450 x 470 x 740 mm
Binnenmaten (bxdxh)	331 x 257 x 590 mm
Lucht circulatie	Geforceerde
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 8 °C
Standaard temp. instelling	5 °C
Materiaal behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	Kunststof / Wit
Materiaal deur	Staal / Glas
Type besturing	Electronisch
Type bedieningspaneel	Tiptoets
Type uitlezing	Digitaal
Opendeur alarm	Ja
Storingsignaal	Ja
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja
Invriesbeveiliging	Ja
Sensor doorvoer	Ja

Verdamperbescherming	Ja
Aantal draadroosters	3 stuks
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts wisselbaar
Temperatuur datalogger	Nee
Type uitlezing logger	N.v.t.
Kalibratie	N.v.t.
Stroom uitval melder	Nee
Alarm Batterij	Nee
Temp. registratie bij stroomuitval	Nee
Netto gewicht kast	36 Kg
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R600A
Aansluitwaarde	230 Volt 50Hz

