



## MF140L-CD - LAB

### Model

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Volgens DIN 58345          | Nee                |
| Inhoud                     | 122 liter          |
| Buitenmaten (bxdxh)        | 600 x 600 x 835 mm |
| Binnenmaten (bxdxh)        | 480 x 410 x 690 mm |
| Lucht circulatie           | Geforceerde        |
| Koelsysteem                | Compressor koeling |
| Ontdooisysteem             | Automatisch        |
| Temperatuurbereik          | 2 tot 8 °C         |
| Standaard temp. instelling | 5 °C               |
| Materiaal behuizing        | Staal / Wit        |
| Materiaal interieur        | Staal / Wit        |
| Materiaal deur             | Staal              |
| Type besturing             | Electronisch       |
| Type bedieningspaneel      | Tiptoets           |
| Type uitlezing             | Digitaal           |
| Opendeur alarm             | Ja                 |
| Storingsignaal             | Ja                 |
| Potentiaalvrij contact     | Ja                 |
| Binnenverlichting          | Ja                 |
| Invriesbeveiliging         | Ja                 |
| Sensor doorvoer            | Ja                 |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Verdamperbescherming               | Ja                |
| Aantal draadroosters               | 3 stuks           |
| Plaatsbaar tegen muur              | Ja                |
| Onderbouwbaar                      | Ja                |
| Tussenbouwbaar                     | Ja                |
| Geluidsniveau                      | < 45 dB(A)        |
| Slot d.m.v. sleutel                | Ja                |
| Deurscharniering                   | Rechts wisselbaar |
| Temperatuur datalogger             | Nee               |
| Type uitlezing logger              | N.v.t.            |
| Kalibratie                         | N.v.t.            |
| Stroom uitval melder               | Nee               |
| Alarm Batterij                     | Nee               |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Nee               |
| Netto gewicht kast                 | 54 Kg             |
| Stelpoten                          | Ja                |
| Koelmiddel                         | R600A             |
| Aansluitwaarde                     | 230 Volt 50Hz     |

