



## MF450L-GD - LAB

### Model

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Volgens DIN 58345          | Nee                 |
| Inhoud                     | 416 liter           |
| Buitenmaten (bxdxh)        | 600 x 700 x 1875 mm |
| Binnenmaten (bxdxh)        | 500 x 500 x 1725 mm |
| Lucht circulatie           | Geforceerde         |
| Koelsysteem                | Compressor koeling  |
| Ontdooisysteem             | Automatisch         |
| Temperatuurbereik          | 2 tot 8 °C          |
| Standaard temp. instelling | 5 °C                |
| Materiaal behuizing        | Staal / Wit         |
| Materiaal interieur        | Staal / Wit         |
| Materiaal deur             | Staal / Glas        |
| Type besturing             | Electronisch        |
| Type bedieningspaneel      | Tiptoets            |
| Type uitlezing             | Digitaal            |
| Opendeur alarm             | Ja                  |
| Storingsignaal             | Ja                  |
| Potentiaalvrij contact     | Ja                  |
| Binnenverlichting          | Ja                  |
| Invriesbeveiliging         | Ja                  |
| Sensor doorvoer            | Ja                  |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Verdamperbescherming               | Ja                |
| Aantal draadroosters               | 5 stuks           |
| Plaatsbaar tegen muur              | Ja                |
| Onderbouwbaar                      | Ja                |
| Tussenbouwbaar                     | Ja                |
| Geluidsniveau                      | < 50 dB(A)        |
| Slot d.m.v. sleutel                | Ja                |
| Deurscharniering                   | Rechts wisselbaar |
| Temperatuur datalogger             | Nee               |
| Type uitlezing logger              | N.v.t.            |
| Kalibratie                         | N.v.t.            |
| Stroom uitval melder               | Nee               |
| Alarm Batterij                     | Nee               |
| Temp. registratie bij stroomuitval | Nee               |
| Netto gewicht kast                 | 115 Kg            |
| Stelpoten                          | Ja                |
| Koelmiddel                         | R600A             |
| Aansluitwaarde                     | 230 Volt 50Hz     |

