

VISCO-ELASTISCHE MATRASSEN


MATRASSEN MET ZORG

MATRASKERN

Viscosam 50

Brandwerende traagschuimmatras met afwasbare polyurethaanhoes.


- constructie: 2 lagen / 10 + 4 cm
- type foam: CMP + CMVISCO
- densiteit VISCO: 50 kg/m³
- densiteit CMP: 40 kg/m³
- comfort: Medium
- brandgedrag: crib 5



Viscosam 50 PLUS

Visco-elastische comfortmatras met afwasbare polyurethaanhoes.

- constructie: 2 lagen / 10 + 5 cm
- type foam: CMHR + CMVISCO
- densiteit VISCO: 50 kg/m³
- densiteit CMHR: 60 kg/m³
- comfort: Medium-soft
- brandgedrag: crib 5



Optie HCP

HealthCare Package met geïntegreerde zitfunctie en aflopende hielzone.

MATRASHOES

Primea



Afwasbare en afneembare polyurethaanhoes voor hoofdkussens en basismatrassen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 170 g/m²

Bicare



Duurzame en chloorbestendige topkwaliteit voor zorgmatrassen.

- samenstelling: PES/PUR (PC)
- gewicht: 230 g/m²

Bilast



Kwaliteitsvol bi-elastisch polyurethaandoek voor drukverlagende matrassen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 210 g/m²

Optie Evac

Afwerking met handgrepen en velcro-riemen. Voor noodevacuatie van patiënten.

AFWERKINGSOPTIES

- Gepersonaliseerde thermo-labels
- Gelaste naden
- Beschermflap over rits
- Maatwerk

VISCO-ELASTISCHE MATRASSEN


MATRASSEN MET ZORG

MATRASKERN

Viscosam 85

Hoge densiteit visco-foam matras met afwasbare polyurethaanhoes.


- constructie: 2 lagen / 10 + 4 cm
- type foam: CMHR + CMVISCO
- densiteit VISCO: 85 kg/m³
- densiteit CMHR: 50 kg/m³
- comfort: Medium
- brandgedrag: crib 5



Viscosam 85 PLUS

Drukverdelende en comfortabele visco-matras met afwasbare polyurethaanhoes.

- constructie: 2 lagen / 10 + 5 cm
- type foam: CMHR + CMVISCO
- densiteit VISCO: 85 kg/m³
- densiteit CMHR: 60 kg/m³
- comfort: Medium-soft
- brandgedrag: crib 5



Optie HCP

HealthCare Package met geïntegreerde zitfunctie en aflopende hielzone.

MATRASHOES

Primea



Afwasbare en afneembare polyurethaanhoes voor hoofdkussens en basismatrassen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 170 g/m²

Bicare



Duurzame en chloorbestendige topkwaliteit voor zorgmatrassen.

- samenstelling: PES/PUR (PC)
- gewicht: 230 g/m²

Bilast



Kwaliteitsvol bi-elastisch polyurethaandoek voor drukverlagende matrassen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 210 g/m²

Optie Evac

Afwerking met handgrepen en velcro-riemen. Voor noodevacuatie van patiënten.

AFWERKINGSOPTIES

- Gepersonaliseerde thermo-labels
- Gelaste naden
- Beschermflap over rits
- Maatwerk