

COMFORTMATRASSEN


MATRASSEN MET ZORG

MATRASKERN

Deluxe

Kwaliteitsvolle comfortmatras met afwasbare polyurethaanhoes.


- constructie: Monobloc / 14 cm
- type foam: CMHR
- densiteit: 50 kg/m³
- hardheid: 140 N
- comfort: Medium
- brandgedrag: crib 5



Samplex

Super-elastische en kwalitatieve high-density foam matras met bi-elastische polyurethaanhoes.


- constructie: Monobloc / 14 of 17 cm
- type foam: CMHR
- densiteit: 60 kg/m³
- hardheid: 120 N
- comfort: Medium-soft
- brandgedrag: crib 5



Softcell

Drukverdelende comfortmatras met anti-bottoming laag en bi-elastische hoës.

- constructie: 3 lagen / 15 of 17 cm
- type foam: CMHR
- densiteit: 60-50-60 kg/m³
- hardheid: 120/140/120 N
- comfort: Medium-soft
- brandgedrag: crib 5



MATRASHOES

Primea



Afwasbare en afneembare polyurethaanhoes voor hoofdkussens en basismatraszen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 170 g/m²

Confor



Stevige en duurzame polyurethaanhoes voor comfortmatraszen in zorginstellingen en collectiviteiten.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 210 g/m²

Bilast



Kwaliteitsvol bi-elastisch polyurethaandoek voor drukverlagende matraszen.

- samenstelling: PES/PUR
- gewicht: 210 g/m²

Bicare



Duurzame en chloorbestendige topkwaliteit voor zorgmatraszen.

- samenstelling: PES/PUR (PC)
- gewicht: 230 g/m²

AFWERKINGSOPTIES

- Gepersonaliseerde thermo-labels
- Gelaste naden
- Bedekte rits
- Maatwerk