

medi**fix**



Clavia FCD behandelstoel

- ✓ Geschikt voor dagbehandelingen
- ✓ Comfortabel voor uw patiënt
- ✓ Minimale fysieke belasting door vijfde wiel (optioneel)



Wanneer het om dagbehandeling gaat zoals chemotherapie en dialyse, is het van belang dat het verblijf en de behandeling van uw patiënt zo comfortabel mogelijk verloopt en u als zorgprofessional efficiënt en met zo min mogelijk fysieke belasting uw werk kunt doen.

De Clavia dagbehandelstoel speelt in op deze behoeftes. Het visco elastisch traagschuim matras biedt uw patiënt een optimaal zit- en ligcomfort en is daardoor uitermate geschikt voor langdurige behandelingen en therapieën.

De behandelstoel is te gebruiken in vier verschillende voorgeprogrammeerde posities door middel van de intuïtieve afstandsbediening. Zowel het zit-, rug- en beenopervlak zijn tevens onafhankelijk van elkaar te verstellen.

De korte wielbasis zorgt voor een uitstekende functionaliteit van de behandelstoel. Het vijfde wiel kan worden ingeschakeld waardoor de wendbaarheid en dus het gebruiksgemak van de behandelstoel met één simpele beweging enorm wordt vergroot.

Belangrijkste eigenschappen

- 3-delig elektrisch verstelbaar ligoppervlak
- Vijfde wiel (optioneel)
- Zitbreedte matras: 60 of 70 cm
- Elektrische hoogteverstelling: 55 - 95 cm
- Veilige werkbelasting: 250 kg
- Reanimatie stand (manueel)
- Trendelenburg positie
- Vier centraal geremde wielen (Ø 125 mm)
- Verstelbaar hoofdkussen
- 2 houders t.b.v. infuuspalen
- Verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren
- Anatomisch gevormde, in hoogte en breedte verstelbare armsteunen

Accessoires en opties*

- Vijfde wiel
- Centraal remsysteem
- Wielen met dubbel loopvlak (Ø 150 mm)
- Antistatische wielen
- Elektrisch verstelbare voetensteun, incl batterij
- Accu (50 cycli)
- Uitneembare infuuspaal
- Papierrolhouder

* Bovenstaande accessoires en opties zijn niet volledig. Kijk op onze website behandelbanken.medifix.nl voor het volledige aanbod.



Uitstekende drukverdeling door gebruik traagschuim



Armsteunen bewegen synchroon mee met ligoppervlak



Trendelenburg positie

medifix

Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout
013 511 11 11
www.medifix.nl

Medifix levert kwalitatief hoogwaardig medisch meubilair en zorgproducten met bijpassende service. Wij streven daarbij naar een optimale waarborging van de patiëntveiligheid en een zo efficiënt mogelijke werkwijze in het gebruik voor u als zorgprofessional.