

Laptop- en tablethouder

Geschikt voor op de Pharmasafe® medicijn- en verbandwagens

medi**fix**

- ✓ Verschillende uitvoeringen beschikbaar
- ✓ Goed te reinigen en desinfecteren
- ✓ Middels bevestigingsplaat te bevestigen aan de wagen

Medifix B.V.

Nijverheidsweg 8

5071 NK Udenhout

t: 013 511 11 11

f: 013 511 40 43

www.medifix.nl

mdx@medifix.nl

Laptophouder	Artikelnummer: 2F100
De laptop wordt met (verschuifbare) klemmen aan de zijkant en blokkadesteuntjes op de houder vastgezet. Aan de voorzijde wordt deze geblokkeerd door een opstaande randen. Geschikt voor een laptop van maximaal 17 inch Formaat houder (l x b): 450 x 327 tot 447 mm	

Beveiligde laptophouder	Artikelnummer: 2F105
Deze laptophouder heeft een afsluitbaar deksel (sleutelslot). De deksel blijft door de scharnieren open staan tijdens gebruik. De laptop wordt met klemmen en blokkadesteuntjes op de houder vastgezet. Aan de onderzijde is een opening aangebracht waar de elektriciteitsdraad doorheen kan lopen. Geschikt voor een laptop van maximaal 17 inch Formaat houder (l x b): 520 x 455 mm	

Tablethouder, verstelbaar	Artikelnummer: 2F103
De tablethouder is verstelbaar middels de twee klemmen aan de zijkant. Aan de achterzijde is de tablethouder afsluitbaar met een slot. Door de gasarm is de tablethouder eenvoudig verplaatsbaar naar de juiste werkhooft. Geschikt voor een tablet van 9 tot maximaal 11 inch	