

Technische kaart – Medicijnkoelkast Medifridge MF30L

Afbeelding



Afgebeeld MF30L-CD-DIN 58345

Afmetingen

Buitenmaten (B x D x H):

- 450 x 470 x 540 mm

Binnenmaten (B x D x H):

- 331 x 257 x 390 mm

Inhoud

36 liter

Onderhoudscontract

Is mogelijk af fabriek

Garantie

1 jaar

Koelsysteem

Compressor koeling

Temperatuurbereik

+2° tot +8 °C

Algemeen

Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Ontdooisysteem	autom.
Invriesbeveiliging	ja
Aantal draadroosters	2
Binnenverlichting	ja
Slot	Ja (sleutel)
Temp.logger	Ja
Uitlezing temp.logger	USB
Alarm batterij	ja
Alarm bij stroomuitval	ja
Opendeur alarm	ja
Netto gewicht kast	32 kg
Aansluitwaarde	230V 50Hz
Kleur	Wit
Glasdeur	optioneel
DIN	58345

Materialen

- Behuizing; Staal / wit.
- Materiaal interieur; kunststof / wit

DIN 58345 / 13277

- DIN staat voor: Deutsches Institut für Normung, dat betekent;
 - Stabiele berdriftstemp. Tus- sen +2° en +8° Celcius
 - Gegarandeerd in een omge- vingstemperatuur van +10° en +35° Celcius
 - Een veiligheidsthermostaat
 - Stroomuitvalmelder
 - Potentiaalvrij contact
 - Optische- en akoestische signalen bij storingen

- Max. geluidsniveau 60 dB(A)
- Afsluitbaar

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Toepassing

Dit kleine model medicijnkoelkast is een betrouwbare oplossing voor opslag en beheer van medicatie die gekoeld bewaard moeten blijven binnen de zorg. Deze wordt ingezet bij huisartsen, zorginstellingen, apo- theken, ziekenhuizen en laboratoria

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoon- nummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)