



**MF60L-CD LAB**



## MF60L-CD Laboratorium koelkast

- 🔍 Dimensies: 450 x 470 (+50) x 740 mm
- 🔍 Volume: 66 liter
- 🔍 Inclusief temperatuurregistratie

### Algemene specificaties

DIN 58345 / 13277	Nee
Buitenmaten in mm (bx dxh)	450x470(+50)x740
Binnenmaten in mm (bx dxh)	331x257x590
Netto gewicht	34 kg
Geforceerde luchtcirculatie	Ja
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 8 °C
Standaard temperatuur instelling	5 °C
Materiaal/kleur behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	ABS / Wit
Materiaal deur	Staal
Type besturing	Elektronisch
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja
Isolatie (mm)	50
Vermogen	85Watt
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V

### Alarmen

Hoog temperatuur alarm	8 °C
Laag temperatuur alarm	2 °C
Open deur alarm	Ja
Alarm bij stroomuitval	Nee
Waarschuwingssignaal bij storing	Ja

### Opslag

Bruto inhoud	66
Netto inhoud	52
mm	3

### Functies


Invriesbeveiliging	Ja
Verdamper plaatbescherming	Ja
Temperatuur sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur Datalogger	Nee
Temperatuur uitlezing via USB	Nee
Kalibratie	N.v.t.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Nee
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R 600a

### Opties

Draadrooster klein (bodem)	7121
Draadrooster groot	7121100

### Art. nr.

**Technische tekeningen**



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op [www.medifridge.eu/service/garantie](http://www.medifridge.eu/service/garantie)