



MF60L-GD LAB



MF60L-GD Laboratorium koelkast

- 🔍 Dimensies: 450 x 470 (+50) x 740 mm
- 🔍 Volume: 66 liter
- 🔍 Inclusief temperatuurregistratie

Algemene specificaties

DIN 58345 / 13277	Nee
Buitenmaten in mm (bx dxh)	450x470(+50)x740
Binnenmaten in mm (bx dxh)	331x257x590
Netto gewicht	35 kg
Geforceerde luchtcirculatie	Ja
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 8 °C
Standaard temperatuur instelling	5 °C
Materiaal/kleur behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	ABS / Wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Type besturing	Elektronisch
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja
Isolatie	50 mm
Vermogen	85Watt
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V

Alarmen

Hoog temperatuur alarm	8 °C
Laag temperatuur alarm	2 °C
Open deur alarm	Ja
Alarm bij stroomuitval	Nee
Waarschuwingssignaal bij storing	Ja

Opslag

Bruto inhoud	66
Netto inhoud	52 liter
Aantal draadroosters	3

Functies


Invriesbeveiliging	Ja
Verdamper plaatbescherming	Ja
Temperatuur sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur Datalogger	Nee
Temperatuuruitlesing via USB	Nee
Kalibratie	N.v.t.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Nee
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R 600a

Opties

Draadrooster klein (bodem)	7121
Draadrooster groot	7121100

Art. nr.

Technische tekeningen



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op www.medifridge.eu/service/garantie