



**MF140L-CD LAB**



## MF140L-CD Laboratorium koelkast

- 🔍 Dimensies: 835 x 600 (+50) x 600 mm
- 🔍 Volume: 140 liter
- 🔍 Inclusief temperatuurregistratie

### Algemene specificaties

DIN 58345 / 13277	Nee
Buitenmaten in mm (bx dxh)	835x600(+50)x600
Binnenmaten in mm (bx dxh)	480x410x690
Netto gewicht	51 kg
Geforceerde luchtcirculatie	Ja
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 8 °C
Standaard temperatuur instelling	5 °C
Materiaal/kleur behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	Aluminium / Wit
Materiaal deur	Staal
Type besturing	Elektronisch
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	ja
Binnenverlichting	ja
Isolatie	50 mm
Vermogen	120Watt
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V

### Alarmen

Hoog temperatuur alarm	8 °C
Laag temperatuur alarm	2 °C
Open deur alarm	Ja
Alarm bij stroomuitval	Nee
Waarschuwingssignaal bij storing	Ja

### Opslag

Bruto inhoud	140
Netto inhoud	122
Aantal draadroosters	3

### Functies


Invriesbeveiliging	Ja
Verdamper plaatbescherming	Ja
Temperatuur sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur Datalogger	Nee
Temperatuuruitlesing via USB	Nee
Kalibratie	N.v.t.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Nee
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R 600a

### Opties

Draadrooster klein (bodem)	007119
Draadrooster groot	007119_001

### Art. nr.

## Technische tekeningen



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op [www.medifridge.eu/service/garantie](http://www.medifridge.eu/service/garantie)