



TechniCare
Improving Healthcare

Mobilyzer 2

Optimale stabiliteit en
veiligheid voor de patiënt





Mobilyzer 2

Een uniek hulpmiddel wat de patiënt ondersteunt en helpt tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Met een stabiele voet en een in hoogte verstelbaar stuur is de Mobilyzer 2 dé vervanging voor de infuuspaal.



De Mobilyzer 2 biedt dankzij haar unieke eigenschappen het beste van twee werelden. Door de Mobilyzer 2 te combineren met de diverse accessoires voldoet deze aan de behoefte van de patiënt.



“De Mobilyzer is veel stabielere dan een infuuspaa, daar kun je je maar met één hand aan vast houden. De Mobilyzer geeft houvast, ik kan meer en gemakkelijker lopen.”

-Patiënt

Reinier de Graaf gasthuis Delft





Innovatief

Toen oprichter Arjan van de Voorde met eigen ogen een valincident zag gebeuren met een ouderwetse infuuspaal is het idee voor de Mobilyzer geboren.

Na jarenlange ontwikkeling is de Mobilyzer ontstaan met zijn unieke eigenschappen. De Mobilyzer 2 is een medisch hulpmiddel wat bijdraagt aan zekerheid, zelfredzaamheid en mobilisatie.

Uit ervaring blijkt dat patiënten meer en gemakkelijker lopen wat de revalidatie bevordert.

De Mobilyzer 2 is op veel afdelingen terug te vinden, zoals op Dagbehandeling, Longafdeling, AOA, Cardiologie, Orthopedie en Chirurgie.



Unieke kenmerken

De Mobilyzer 2 voorziet in de behoefte van de patiënt. Daarmee is de Mobilyzer 2 de nieuwe standaard om aan te schaffen als vervanging van uw huidige infuuspalen.

Dankzij de voet met vijf wielen kan de patiënt zonder problemen lift- en vloerovergangen passeren. Door de vorm van de voet met wielen zijn de modellen in elkaar te schuiven.

De Mobilyzer heeft een ovalen staander met een in hoogte verstelbaar stuur. Zo is de Mobilyzer 2 geschikt voor kinderen tot volwassenen. Door de ovalen staander staat het stuur altijd in de juiste richting.

Daarbij is de infuusbuis afneembaar van de Mobilyzer 2. Dit bespaart de zorgprofessional veel tijd.



Unieke eigenschappen:

- ✓ Voorzien van vijf wielen; oneffenheden in vloer- of liftovergangen zijn veilig te passeren
- ✓ Afneembare in hoogte verstelbare infuusbuis
- ✓ Mogelijkheid om accessoires te bevestigen
- ✓ Voorzien van aluminium voet en stuur
- ✓ In hoogte verstelbaar stuur
- ✓ Nestbaarheid
- ✓ Optimaal schoon te maken
- ✓ 30 stuks op 1 EUR-pallet

Opties:

Door de Mobilyzer te combineren met de diverse accessoires, kunt u voldoen aan de wensen van de patiënten.

Infuusbuizen:



Infuusbuis verstelbaar




Infuusbuis vast

Accessoires:



Cilinderhouder



Katheterzakhouder



Koppelhaak t.b.v. bed

ø 105 mm

ø 122 mm

Afmetingen

Breedte:	60	cm
Lengte:	56,5	cm
Max. hoogte stuur:	106	cm
Hoogte onderstel:	114	cm
Hoogte infuusbuis vast:	197	cm
Hoogte inclusief verstelbare infuusbuis:	167 - 210	cm

“De Mobilyzer draagt bij aan de verbetering in zorg en aandacht voor de patiënt binnen het Isala.”

- Johan Snoek

Isala ziekenhuis, locatie Zwolle



CE Markering

De Mobilyzer 2 is ontwikkeld conform MDR 2017/745 klasse I



Historie

De Mobilyzer 2 is ontwikkeld in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Het eerste idee is ontstaan toen TechniCare getuige was van een valincident met een infuuspaal. Hier opvolgend is TechniCare een risico analyse gestart en heeft TechniCare veel onderzoek gedaan naar MIP meldingen en de hoeveelheid valincidenten die jaarlijks plaatsvinden. De uitkomst van het onderzoek deed blijken dat veel valincidenten ontstonden door instabiele hulpmiddelen.

Winnaar
INNOVATIE AWARD

Winnaar
PUBLIEKS AWARD

Winnaar
INNOVATIE TOP 100

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl



Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout

T +31 13 511 11 11
info@medifix.nl

www.medifix.nl