

Technische kaart – ADL trolley



Trolley op afbeelding: 953 (471/482) x 658 x 1030 mm (lxdxh). Werkhoogte ca. 1011 mm

Afmetingen

- De laden kunnen worden voorzien van uitneembare 600 x 400 mm of 400 x 300 mm ISO moduulmanden/bakken (antraciet of transparant).
- Ladeconfiguratie van boven naar beneden:
 - Hoogte van lade 1 ca.: 50 mm
 - Hoogte van lade 2 en 3 ca.: 100 mm
 - Hoogte van lade 4 ca.: 200 mm
 - Hoogte van lade 5 en 6 ca.: 150 mm
- Totale afmeting ca.: 953 (471/482) x 658 x 1030 mm (lxdxh). Werkhoogte ca. 1011 mm



Gemonteerd op 6 zwenkwielen, Ø 100 mm, waarvan 3 geremd. Voorzien van 6 stootwielen

Garantie

1 jaar

Kleuren

RVS kleur - grijs

Materialen

- Het basisframe is geheel in R.V.S. 304 uitgevoerd (22 mm buis).

Draagvermogen

- Maximaal draagvermogen per lade: ca. 20 kg.

Lades

- Voorzien van 6 laden (voorzien van handgrepen) met RVS telescoopgeleiders, waardoor deze 100% uittrekbaar zijn.

Schoonmaakinstructies

Schoon te maken met gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Verplaatsen

Goed te verplaatsen dankzij de 6 zwenkwielen waarvan 3 geremd.



2 Ingooiringen (voorzien van deksel, 6 kleuren leverbaar, scharnier met demping en voetbediening)

Opties



Exclusief ophangbeugel voor opvouwbaar kruk



Exclusief neerklapbaar werkblad leverbaar.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer: 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)