



TechniCare
Improving Healthcare



Toiletstoel Kelly

Optimaal te reinigen
en veilig in gebruik



Veiligheid & gebruiksgemak

één van de unieke kenmerken van de toiletstoel is het centrale remsysteem. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld niet alle wielen op de rem staan, waardoor patiënt alsnog met opstaan en zitten kan vallen. Vanuit de MIP meldingen is gebleken dat er valincidenten plaatsvinden met toiletstoelen doordat niet alle wielen op de rem staan. Met het centrale remsysteem is de verpleegkundige zeker van het feit dat alle wielen tegelijkertijd geremd

worden. Daarnaast werkt dit natuurlijk aangenaam voor de verpleegkundige, omdat ze niet alle vier de wielen afzonderlijk op de rem hoeft te zetten.

Hygiëne

De toiletstoel is volledig vervaardigd van RVS, zonder coating maar uiteraard met oppervlaktebehandeling. We hebben de toiletstoel voorzien van enkel ronde buizen, zodat deze optimaal schoon te maken is.



Duurzaamheid

De duurzaamheid van de toiletstoel is kenmerkend. Door de materiaalkeuze, zijn we zeker van een lange levensduur van het frame. Bewust hebben wij ervoor gekozen de PUR onderdelen (zitting, rugleuning) als losse objecten toe te voegen, zodat deze eenvoudig besteld kunnen worden na 2 á 3 jaar. Zo hoeven er geen nieuwe stoelen continu besteld te worden, maar kunnen zittingen en rugleuningen vervangen worden tegen geringe kosten. Dit bespaart het ziekenhuis uiteraard grote investeringen.


Ontwikkeling

In nauwe samenwerking met zorgprofessionals, de eindgebruiker en infectiepreventie-specialisten is de nieuwe toiletstoel Kelly tot stand gekomen. De poststoel Kelly biedt veiligheid voor de patient, gebruiksgemak voor de zorgprofessional en is een zeer goed te reinigen toiletstoel.


Accessoires



Houder t.b.v. deksel



Voetensteunen



Cover zitting



Toiletrol houder

Afmetingen

Materiaal:	RVS
Hoogte zitting:	50.5cm
Maximale belasting:	150KG
Opklapbare armsteunen	
Afneembare zitting	

Artikelnummers

18.035.01	Toiletstoel Kelly Standaard
18.035.02	Toiletstoel Kelly XL

***“De toiletstoel
is makkelijk in
gebruik en ook
Arbo-technisch fijn
om mee te werken”***

Afdeling C7, Haaglanden Medisch centrum

Improving Healthcare

TechniCare heeft de ambitie de zorg te verbeteren door het leveren van technische innovatie.

TechniCare levert hoogwaardige kwaliteit producten, ontwikkeld in samenwerking met de eindgebruiker.

We zijn een Nederlands bedrijf met eigen ontwikkel en productie faciliteiten. Voor meer informatie:

www.technicare.nl



TechniCare
Improving Healthcare

Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk

T +31 (0)180 499 276
info@technicare.nl

www.technicare.nl

medifix

Nijverheidsweg 8
5071 NK Udenhout

T +31 13 511 11 11
info@medifix.nl

www.medifix.nl