

# Pharmasafe® wagens

✓ Overzichtelijk    ✓ Veilig    ✓ Functioneel

Iedere wagen van Pharmasafe® heeft een huiselijke uitstraling en is uitermate geschikt voor medicijn opslag en -distributie binnen zorginstellingen, revalidatiecentra en klinieken.

De Pharmasafe® productlijn wordt in eigen beheer vanuit Nederland geproduceerd waardoor een klantspecifieke indeling en uitstraling mogelijk is. Iedere wagen is uniek en afgestemd op uw wensen en behoeften. De HPL bladbedekking is beschikbaar in diverse hout- en unidesigns. Vooral de houtdesigns dragen bij aan een huiselijke uitstraling.

## Belangrijkste eigenschappen

- ✓ Voorzien van 2 duwbeugels.
- ✓ Geheel afsluitbaar middels een cilinder-, code-, Saltoslot of aangepast aan uw bestaande sluitplan.
- ✓ Uitstekend verrijdbaar en manoeuvreerbaar door de dubbele zwenkwielen (125 mm) waarvan 2 geremd.
- ✓ Overzicht over de inhoud dankzij de handige etikettering.
- ✓ Op maat in te delen: de wagens zijn voorzien van profielwanden en volledig naar eigen wens in te richten. ISO 60-40 of 30-40 cm.



## Hygiënisch


De wagen is vervaardigd van hoogwaardig plaatmateriaal en afgewerkt met HPL bladbedekking en is daardoor kras- en stootbestendig.

Door de gebruikte materialen is deze goed schoon te maken met de reinigings- en desinfectiemiddelen welke in de zorg gebruikelijk zijn.

Verkrijgbaar met vlak werkblad of met een opstaande rand.



## Beschikbare kleuren

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| MAM5<br>Talinn Beuken<br>R24053 NW                                                    | MB8<br>Lindberg Eiken<br>R20021 MO                                                    | MB9<br>Sonoma Eiken<br>R20006 RU                                                      | M50<br>Havanna Kersen<br>R42006 VV                                                    |
|    |    |    |    |
| MCM7<br>Italian Oak<br>R20286 RU                                                      | MBM9<br>Sonoma Eiken<br>Truffel<br>R20031 RU                                          | MG2<br>Burundi Donker<br>R580081 NW                                                   | M20<br>Noten Aragon<br>R30017 NW                                                      |
|    |    |    |    |
| MZ5<br>Marone<br>R38000 NW                                                            | MM1<br>Sangha Wengé<br>Natuur<br>R50004 RU                                            | M18<br>Eiken Piemont<br>Mokka<br>R20020 MO                                            | MW7*<br>Zwart<br>U999 ST12                                                            |
|  |  |  |  |
| MF1*<br>Dottergeel<br>U15579 MP                                                       | M43*<br>Oranje<br>U16010 MP                                                           | ME8*<br>Signaal Rood<br>U17005 MP                                                     | ME9*<br>Gentiaan Blauw<br>U18059 MP                                                   |
|  |  |  |  |
| M47*<br>Blauw<br>(hemelsblauw)<br>U18001 MP                                           | MD5*<br>Kiwigroen<br>U626 ST9                                                         | M03<br>Wit<br>U11026 VV                                                               | M16<br>Zilvergrijs<br>U12131 VV                                                       |
|  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| M42<br>Congo<br>U16002 VV                                                             | M72*<br>Antraciet Zwart<br>U12290 MP                                                  |                                                                                       |                                                                                       |

\* Enkel leverbaar voor de deuren.

De digitale weergave van het decor en de structuur kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Bekijk alle Pharmasafe® oplossingen online op  
[www.medifix.nl](http://www.medifix.nl)

013 511 11 11

mdx@medifix.nl